


Application de l'anneau protecteur cutanéé Dansac TRE™



Application de l'anneau protecteur cutané Dansac TRE



Pour plus d'informations, consultez le site www.dansac.ch

AVERTISSEMENT : La réutilisation d'un produit à usage unique peut entraîner un risque potentiel pour l'utilisateur, notamment une mauvaise adhérence. Le retraitement, le nettoyage, la désinfection et la stérilisation peuvent endommager le produit. Cela peut entraîner des odeurs ou une fuite.

REMARQUES : Veuillez noter que cette brochure représente plusieurs personnes utilisant le produit. Pour assurer une bonne adhérence, appliquez l'anneau sur une peau propre, sèche et intacte. N'utilisez pas d'huiles ou de lotions. Ces produits peuvent interférer avec l'adhérence. L'ajustement du produit est influencé par de nombreux facteurs, tels que le site de la stomie, les effluents de la stomie, l'état de la peau et les contours de l'abdomen. Le produit peut être coupé, étiré ou empilé pour améliorer l'ajustement d'un système de poche de stomie. Contactez un(e) infirmier(ère) stomathérapeute ou un professionnel de santé pour obtenir des conseils sur le système de poche pour stomie ou les irritations cutanées. En cas de blessure grave (incident) liée à votre utilisation du produit, contactez votre distributeur ou fabricant local ainsi que votre autorité compétente locale. Pour davantage d'informations, rendez-vous sur www.dansac.com/authority ou contactez votre distributeur local.

Avant utilisation, veuillez lire le mode d'emploi pour prendre connaissance des informations concernant l'usage prévu, les contre-indications, les avertissements, les précautions et autres instructions.

Le logo Dansac et TRE sont des marques déposées de Dansac A/S.
© 2021 Dansac A/S

