


ダンサック
製品カタログ
2023 / 2024

dansac O
Product Catalogue
2023/2024
ダンサック 製品カタログ



Stoma
Skin
Soul



株式会社ホリスター ダンサック
〒140-0002東京都品川区東品川2-2-8 スフィアタワー天王洲21階
FAX: 050-3730-2628 E-MAIL: info@dansac.jp URL: www.dansac.jp

お問い合わせ先
☎ 0120-977138

XD112-202308S20K

dansac ●

dansac ●

Feeling comfortable in your own skin

患者様の快適な生活をサポートいたします



Stoma
Skin
Soul

ダンサックハートアイコンは、ストーマ袋の形と拇印を組み合わせたものです。これら2つの要素は、患者様のお肌の健康に重きを置いた私たちの製品が、ストーマとともに生活する人々の2つとない個性に寄り添い、サポートしていきたいという想いを表しています。

Stoma [ストーマ]

安全性と使いやすさを追求した製品ラインアップ。シンプルな製品選択を提供し、かわるすべての人の生活をより快適にします。

Skin [お肌]

ストーマ周囲皮膚をしっかりと保護する皮膚保護剤を提供することで、患者様のお肌の健康をサポートします。

Soul [魂 / ソウル]

QOL(生活の質)や患者様中心のケアが考慮された製品を提供することで、お肌に対する自信や快適さを得ていただけるよう、精神的にもサポートします。



ノバライフ TRE

単品系装具・二品系装具

「TRE テクノロジー」により
お肌を積極的に守ります。



ノバライフ TRE™ シリーズが

スキンヘルス・アライアンスによる皮膚科学に関する公式認定を受けました



スキンヘルス・アライアンスとは？

スキンヘルス・アライアンスは、国際的にスキンヘルス(肌の健康)をリードする独立した非営利団体です。共通の関心を持つ皮膚科医、科学者、産業界と密接に関係し、スキンヘルス(肌の健康)の促進に取り組んでいます。スキンヘルス・アライアンスは、製品研究において第三者機関での皮膚科学の専門家による評価を求める企業、サービス、ブランドに対し、専門的な認定と推進を与えます。

スキンヘルス・アライアンスによる公式認定とは？

私たちの製品が実施している厳しい安全性テストに加え、スキンヘルス・アライアンスによる公式認定を受けたということは、ノバライフ TRE™ シリーズのストーマ製品が専門家パネルによって独自に検証されたことを意味します。

理想は

「本来あるべきお肌の健康な状態」

を維持すること



今までに類を見ないダンサック独自の

「TRE テクノロジー」を使用した

ノバライフ TRE™ シリーズ。

Contents

07 製品コンセプト

Product Concept

- 08 ダンサックの皮膚保護剤 ノバライフ^{トレイ} TRE 皮膚保護剤/GX親水性皮膚保護剤
- 14 ダンサックストーマ装具の特長
- 16 ノバライフ^{トレイ} TRE シリーズ・ノバライフシリーズ 消化管用排出口
- 18 ノバライフ^{トレイ} TRE シリーズ 尿路用排出口
- 20 ダンサックのシンプルな操作手順
ノバライフ^{トレイ} TRE シリーズ/ノバライフシリーズ
ドレインチューブアダプター/ダンサックベルト
- 22 皮膚保護剤別 装具選択フローチャート ノバライフ^{トレイ} TRE シリーズ
- 24 皮膚保護剤別 装具選択フローチャート ノバライフシリーズ
- 26 アイコンリスト
- 28 ノバライフ^{トレイ} TRE 皮膚保護剤の評価ポイント/使い方のポイント

31 単品系装具 ワンピース

One Piece

- 32 ノバライフ1^{トレイ} TRE ミニ/ノバライフ1^{トレイ} TRE/マキシ
- 33 ノバライフ1^{トレイ} TRE フィット/フィット マキシ
- 34 ノバライフ1^{トレイ} TRE コンベックス ミニ/コンベックス/コンベックス マキシ
- 35 ノバライフ1 ミニ/ノバライフ1/ノバライフ1 マキシ
- 36 ノバライフ1 フィット/フィット マキシ
- 37 ノバライフ1 コンベックス ミニ/コンベックス/コンベックス マキシ
- 38 ノバライフ1 ミニクローズ/クローズ
- 39 ノバ1 ミニフォールドアップ/フォールドアップ/マキシ フォールドアップ
- 40 ノバ1 フォールドアップ X3
- 41 ノバ1 フォールドアップ X5
- 42 ノバ1 フォールドアップ コンベックス
- 43 ノバ1 イレオストミー
- 44 ノバ1 イレオストミー X5
- 45 ノバ1 イレオストミー コンベックス
- 46 ノバライフ1^{トレイ} TRE ウロストミー
- 47 ノバライフ1^{トレイ} TRE ウロストミー フィット
- 48 ノバライフ1^{トレイ} TRE ウロストミー コンベックス
- 49 ノバ1 ウロストミー X3
- 50 ノバ1 ウロストミー コンベックス
- 51 ノバ1 インファント ドレイン (小児用)
- 52 ノバ1 ミニキャップ

55 二品系装具 ツーピース

Two Piece

- 56 ノバライフ2^{トレイ} TRE リング
- 57 ノバライフ2^{トレイ} TRE フィット リング
- 58 ノバライフ2^{トレイ} TRE コンベックス リング
- 59 ノバライフ2 リング
- 60 ノバライフ2 コンベックス リング
- 61 ノバライフ2 ミニオープン/オープン/マキシ オープン
ノバライフ2 ミニクローズ/クローズ
- 62 ノバ2 リング
- 63 ノバ2 X3 リング
- 64 ノバ2 X5 リング
- 65 ノバ2 コンベックス リング
- 66 ノバ2 ミニフォールドアップ/フォールドアップ
- 67 ノバ2 イレオストミー
- 68 ノバライフ2 ウロストミー
- 69 ノバ2 ウロストミー

71 ダンサックのアクセサリ

Dansac Accessories

- 72 TRE シール (用手成形皮膚保護剤)
- 73 GX トラシール (リング状皮膚保護剤) /ダンサック バリアエクステンダー
ソフトペースト (線状皮膚保護剤)
- 74 ダンサック消臭液ノドールS/スキンティッシュ
- 75 クランプ/ソフトワイヤータイ/ドレインネージバッグ/ドレインチューブアダプター
- 76 ダンサックベルト/ベルトパック (ワンピース用)
- 77 インデックス 製品一覧
- 84 インデックス 製品番号順索引



製品コンセプト Product Concept



ダンサックの皮膚保護剤
Dansac Skin Barrier

ダンサックストーマ装具の特長
Dansac Ostomy Appliance Features

ノバライフ^{トレイ}シリーズ、ノバライフシリーズの特長
Product Features

ウロstmミーの特長
Urostomy Features

ダンサックのシンプルな操作手順
Simple Operation Procedure

装具選択フローチャート
Flowchart

アイコンリスト
Icon List




ダンサックのストーマ装具には様々な特長があります。

ストーマ装具専門メーカーならではの

ユニークな発想とそれを実現する技術により、

ストーマとともに歩む人々の「生活の質(QOL)」向上に

貢献してまいります。



ダンサックの


皮膚保護剤

Healthy skin for
a healthy life.

ありのままで快適に

ダンサックは「お肌の健康」を第一に考え
製品の開発に取り組んでいます。

弊社の調査によると、ストーマ保有者のストーマ装具に対するニーズの上位は「漏れない」、「お肌の健康」を維持できる、「使いやすい」でした。ダンサックは、多くの方が直面されている「漏れ」はもちろんのこと、ストーマ保有者が健やかなお肌とともに、快適な毎日を送れるようサポートしていきます。



「お肌の健康」はストーマ保有者、医療従事者、
国籍を問わず求められているニーズです。

ストーマとともに歩むみなさんに、力と自信を与え、ご自身のお肌を心地よく感じていただけるようサポートすることが私たちダンサックの使命です。

お肌の健康を追求した
ダンサックの皮膚保護剤

ダンサックでは「お肌の健康」を追求した2種類の皮膚保護剤があります。安全な成分を使用することで「お肌に優しい」GX親水性皮膚保護剤、新しいテクノロジーで「お肌を守る」ノバライフ TRE 皮膚保護剤。お肌の状態に合わせて選択いただけます。

ノバライフ TRE 皮膚保護剤

「お肌の健康」の維持を
積極的に働きかける皮膚保護剤



ノバライフ TRE 皮膚保護剤の特長

「即効性のあるpH緩衝作用」、「優れた吸水性」、「持続する粘着力」でお肌を守る

面板を二層構造にすることで、
ストーマ周囲皮膚をしっかり保護

GX親水性皮膚保護剤

食品にも使われる成分で
「お肌に優しい」皮膚保護剤



GX親水性皮膚保護剤の特長

剥離刺激が少なく
脆弱なお肌にも安心

弱酸性の健康な
お肌の状態に促す設計



「お肌の健康」に
積極的に働きかける皮膚保護剤

ダンサックの
皮膚保護剤
Healthy skin for
a healthy life.

ノバライフ TRE 皮膚保護剤

TRE テクノロジーにより
実現する3つの特性

即効性のある
pH 緩衝作用



特性 1

pH 緩衝成分 (ポリアクリル酸ナトリウム+カルボマー) が、お肌に悪影響を与える消化酵素の活性化を抑え、お肌を健康な状態に促すよう作用します。

優れた
吸水性



特性 2

紙おむつにも使用されている吸水素材 (ポリアクリル酸ナトリウム) を使用。吸水して閉じ込める独自の技術にて、皮膚トラブルの発生を低減します。

持続する
粘着力



特性 3

2種類の粘着成分 (ポリイソブチレン) を含む独自の成分配合により、優れた密着性、耐久性、追従性を実現。ストーマ近接部をしっかり保護します。

異なる役割に対応した
2層構造

ストーマ近接部に接触する皮膚保護剤層

プライマリー・レイヤー

最も強力な保護が求められる「ストーマ近接部」には優れた pH 緩衝作用・吸水性・粘着力を実現させる成分を配合 (TRE テクノロジー)。

面板保護剤辺縁部層

セカンダリー・レイヤー

粘着力が求められる皮膚保護剤辺縁部には、最適な湿潤環境を維持するための成分を配合。



プライマリー・レイヤーの配合成分


- フルイドPIB (ポリイソブチレン)
- SIS (スチレン・イソブレン・スチレン ブロック共重合体)
- 液体PIB (ポリイソブチレン)
- PEファイバー (ポリエチレン)
- カルボキシビニルポリマー (カルボマー)
- ポリアクリル酸ナトリウム

セカンダリー・レイヤーの配合成分


- フルイドPIB (ポリイソブチレン)
- SIS (スチレン・イソブレン・スチレン ブロック共重合体)
- PEファイバー (ポリエチレン)
- ペクチン
- CMC (カルボキシメチルセルロース)

理想は「本来あるべきお肌の
健康な状態」を維持すること

健康なお肌は弱酸性の環境で、皮膚の酸外套 (皮脂膜) によって守られています。ストーマ周囲皮膚に消化酵素に富んだストーマ粘液が接触すると、酸外套のバランスが崩れ皮膚障害につながります。



皮膚本来の緩衝能だけでは、消化酵素や発汗により pH 値が変化しやすくなります。ノバライフ TRE 皮膚保護剤はお肌に悪影響を与える消化酵素の活性化を抑える作用により、お肌本来の健康な状態を維持できるようサポートします。



ダンサックの
皮膚保護剤
Healthy skin for
a healthy life.

ノバライフ TRE^{トレイ} 皮膚保護剤



NovaLife
TRE
Skin barrier

ノバライフ TRE^{トレイ} 皮膚保護剤にみられる特徴的な変化

これらの変化は「TRE^{トレイ} テクノロジー」がしっかり作用していることを表しています。




特長的な変化1 白色化と波打つような膨潤

波打つような膨潤は、超吸水性ポリマーによる水分を吸水し膨潤しようとする力と、成分同士の結合を維持しようとする力が作用することで生じています。吸水後の白色化も成分の特長であり正常に機能していることを表しています。

特長的な変化2 皮膚のしわ

1で示している波打つような膨潤の跡が皮膚にもついている状態です。時間の経過とともに消失します。



特長的な変化3 ストーマ側に伸びるように膨潤

皮膚保護剤が面板から伸びるように膨潤しますが、ストーマを傷つける心配はありません。

ノバライフ TRE^{トレイ} 3種類の面板形状



平面

平面



やわらかい
凸6mm



かたい
凸6mm

ダンサックの
皮膚保護剤
Healthy skin for
a healthy life.

GX親水性 皮膚保護剤



GX
Skin barrier

食品にも使われる成分でお肌に優しい

GX親水性皮膚保護剤は原材料に高品質の天然素材であるCMC、ペクチン、ゼラチン、ポリイソブチレン、コットン・ファイバーを配合。pH値はお肌と非常に近い5.2になるように設計し、FDA(アメリカ食品医薬品局)にて、安全性を認められた成分を使用。敏感肌やお肌の弱い方にも安心してお使いいただける皮膚保護剤です。

肌の健康を追求した3つの特性

原材料の 安全性



特性1

食品添加物に使われる成分のみを使用しているため安全性が高く安心。

型崩れの 防止



特性2

綿花から採取した繊維(コットン・ファイバー)が「型崩れ」を防止し、剥離刺激を低減。

お肌の 健康維持



特性3

健康な人のお肌の状態(pH値5.2)に促し、お肌の健康を維持。

GX親水性皮膚保護剤の配合成分

疎水性ポリマー

- PIB(ポリイソブチレン): 初期粘着

親水性ポリマー

- ペクチン(果実由来の多糖類)
吸収作用・湿潤粘着・pH緩衝作用
- ゼラチン(動物由来のタンパク質)
吸収作用・湿潤粘着
- CMC(カルボキシ・メチル・セルロース)
吸収作用・湿潤粘着
- 綿繊維(コットン・ファイバー)
型崩れ防止・剥離刺激低減

患者様のストーマに合わせて 選択できる多様な面板形状





平面



やわらかい凸6mm



かたい凸6mm



バライフ^{トレイ} TRE 皮膚保護剤 (ノバライフ TRE シリーズ)

「即効性のあるpH緩衝作用」、「優れた吸水性」、そして「持続する粘着力」といった3つの比類なき特性を備えており、お肌を健全な環境に整え、かつ中長期間の装着を実現した全く新しい皮膚保護剤です。また、面板の各部における異なるニーズに対応するために皮膚保護剤を二層構造に設計することで、ストーマ周囲皮膚をしっかりと保護すると共に、面板辺縁部では身体の動きに合わせた追従性による快適さを提供します。

GX親水性皮膚保護剤 (ノバライフシリーズ)

お肌にやさしい皮膚保護剤。原材料として、高品質の天然素材であるPIB・ペクチン・ゼラチン・CMC・コットンファイバーを配合し、pH値は人のお肌と非常に近い5.2になるように設計しています。原材料は、米国食品医薬品局（FDA）の厳しい基準をクリアし、食品添加物として公認され、かつ米国薬局方（USP）にも適合していますので、安心してお使いいただけます。

消臭機能

優れたフィルターがにおいを確実に除去してガスを排出し、においの漏れやストーマ袋の膨らみを防止します。

消音設計

各ストーマ袋には、丈夫で柔軟性に富んだ5層エンボスフィルムを使用。体の動きによるビニール特有のカサコソ音を軽減し、フィルム同士の密着を防ぎます。やわらかく、やさしい手触りのフィルムが違和感の少ない装着感を実現します。

撥水性

ストーマ袋には撥水性肌色不織布が片面または両面に施されており、汗やシャワーで濡れた後でも簡単に水分を拭き取ることができます。

ダンサックストーマ装具の特長

優れた機能で、
快適な暮らしを
サポートします。

フランジの 確実な噛み合わせ


フランジ（面板とストーマ袋の結合部）は、やわらかく確実に噛み合わせることができます。フランジと皮膚保護剤の間に指が入る浮動型のセミフィックスフランジの採用により、噛み合わせ時の腹部への圧迫を軽減し簡単にストーマ袋を装着できます。また、噛み合わせ時の「カチッ」という音でも確認できる確実なロープロファイルロックで、寝返りやスポーツなどでも外れる心配がなく付け外しも簡単です。

衛生的

面板のバックリングフィルムには、薄くて柔らかいEMA（エチレンメチルアクリレート）または不織布ポリエチレンを採用。バックリングフィルムがストーマに触れ粘膜を傷つける危険性を軽減させています。EMAは滑らかで簡単に汚れが拭き取れとても衛生的です。

二重のフィルター保護

フォールドアップのストーマ袋内は2枚のフィルムで仕切ったエアフローシステムを採用。多層構造となっており、排泄物による消臭フィルターの活性炭の目詰まりや漏れを防ぎます。（ノバシリーズのみ）





ノバライフ TREシリーズ ノバライフシリーズ 消化管用排出口

1 コンパクトになった 上部のスペース

袋上部のスペースが小さいことで、端が折れにくく、体にフィットします。アクティブな動きを妨げません。

2 見つけやすいリリースタブ

リリースフィルムをはがすためのタブがオレンジ色です。タブの位置がすぐにわかり、フィルムをはがす時や装具交換の際も、簡単・安全にはがすことができます。

3 ユニークな楕円形の面板

楕円形的面板は、コンパクトサイズで体に自然にフィットし、お肌にしっかりと密着します。

4 体にフィットする テーパードエッジ形状

ストーマ周囲には厚みがあり、端に向かって徐々に薄くなっています。安心の密着力とやわらかさを実現しました。



5 6種類のコンベックスインサート (凸型嵌め込み具) ※ノバライフ1フィット・ノバライフ1TREフィットのみ

高さ6mmのやわらかい凸面が腹壁の変化に追従します。6種類のサイズの違うやわらかい凸面が、より適切にストーマ近接部を支持します。



フリーカット	15-24mm	—	15-34mm
プレカット	25mm	30mm	35mm



フリーカット	—	15-44mm	15-54mm
プレカット	40mm	45mm	—

6 安心、柔軟なカップリング

二品系装具

面板と袋をしっかりとつなぐ安心、柔軟なカップリング。面板はフランジと皮膚保護剤の間に指が入るため、噛み合わせ時に腹部に圧をかけることなく簡単にストーマ袋の装着が可能です。



面板も袋もコンパクトに、
よりアクティブな暮らしを実現します。



10 消臭ガス抜き性能に優れた ノバライフフィルター

両面に撥水加工を施し、排泄物や外側からの水分の浸入を防ぐので、シールなどを使用せずに、そのまま入浴できます。また、通気性、消臭能力に優れておりストーマ袋の膨らみ、気になるにおいもしっかり抑えます。

両面撥水加工

シール不要



9 4種類のコンベックスインサート (凸型嵌め込み具) ※コンベックス(かたい凸)のみ

サイズの違う4つのインサートがストーマ近接部にしっかりとした圧をかけるので、安定した貼付が可能です。



<フランジ径>

二品系装具



7 排出口が幅広で開閉が簡単、 手早く排出でき衛生的

上下にずらしたクロジャブプレートにより、排出口の開閉が衛生的に行えます。70mmの幅広排出口で、消臭潤滑剤等の注入が容易です。

排出後もさっと拭き取れて、シンプルで衛生的なセルフケアを実現します。



8 排出口が自然と 隠れるデザイン

一方に4回巻き上げるだけで閉鎖でき、高い気密性が得られます。巻き上げた後は、身体の動きを妨げません。



※詳しくはP20

製品の特長

NOVALIFE
TRE

Product Features

ノバライフ TREシリーズ 尿路用排出口

面板も袋もコンパクトに、
よりアクティブな暮らしを実現します。

より安全・確実に 開閉できる排出口

1 確認しやすい 排出マークつき

大きなしずくのマークをエンボス加工で施しているの、目で見て触って開閉の確認ができます。




2 やわらかい 触り心地

シリコン製で柔らかい触り心地です。



3 排泄時に尿の流量を 調節することが可能



排出時、つまみを回して尿の流量を調節できます。



4 安心な キャップつき

大きくて開閉しやすいキャップ。




5 アダプター

蓄尿バッグへの接続が簡単にできます。



6 膨らみを抑える ポスチャーシール

2つの分散ポイントによりストーマ袋上部の膨らみを抑え、スリムで目立ちにくい構造です。



7 安心の 逆流防止弁

ストーマに尿が逆流することを防ぎます。




9 スリム・プロファイル

ポスチャーシールとふくらみ防止構造によりストーマ袋の膨らみを軽減できます。



8 ふくらみ防止 消音構造



ふくらみ軽減バルブにより、尿を分散しストーマ袋下部の膨らみを抑えます。さらに、消音設計によりストーマ袋内の尿の揺れと音を軽減します。



ドレインチューブアダプター (ウロストミー用)
ダンサックベルト (ワンピース用)

ダンサックの
シンプルな
アクセサリー
取付手順

NovaLife TRE series
NovaLife series

ノバライフ TREシリーズ
ノバライフシリーズ

ダンサックの
シンプルな
排出口
操作手順

排出方法



1 閉鎖具を外し、ストーマ袋の中の排泄物を排出口に向かって押し出します。

2 排出口を無理に開けずに、ストーマ袋の上から排出口に向かって排泄物を静かに排出します。(排出口は自然に開きます)

3 この部分の排泄物をできるだけきれいに排出しますと、より閉鎖しやすくなります。

4 排出が終わったら、閉鎖具を押さながらトイレトペーパーなどできれいに拭き取ります。

手を汚さず簡単に、衛生的に使えます

閉鎖方法



1 拭き取りが終わったら、しっかりと手前に4回巻き上げます。

2 巻き上げ1回目

3 巻き上げ2回目

4 巻き上げ3回目

5 巻き上げ4回目

6 閉鎖具を閉めます。

ドレインチューブアダプター取付方法



1 ストーマ袋の排出口が閉まっている事を確認してから、取り付けを行ってください。

2 カチッと音がするまでドレインチューブアダプターを排出口に差し込んでください。

3 写真の状態になりましたら取り付け完了です。

4 軽く手でひっぱっても取れない事を確認してください。

5 外す際は、ドレインチューブアダプター根本にある取り外しパーツを指で押さながら、ねじるように引き抜いてください。

ダンサックベルト取付方法



1 ストーマ袋の排出口側から、ベルトバックを通していきます。

2 面板と袋の境目にベルトバックが装着出来たことを確認してください。

3 ベルトバックの両側の穴に、ベルト先端にあるパーツを取り付けてください。

4 ベルトバックの穴に通した後、外側にスライドすると固定出来ます。


5 写真の状態になれば取り付け完了となります。外す際は逆の手順で行ってください。



皮膚保護剤
NOVALIFE TRE
Flowchart

ノバライフ TRE シリーズ 装具選択フローチャート

ノバライフ TRE 皮膚保護剤を使用した
ストーマ装具の選択フローチャートです。
患者様のストーマに合わせて選択いただける、
豊富なラインアップをご用意しております。
装具選択のご参考にご活用ください。



ノバライフシリーズ 装具選択フローチャート




NovaLife series

GX 親水性皮膚保護剤を使用したストーマ装具の選択フローチャートです。

患者様のストーマに合わせて選択いただける、

豊富なラインアップをご用意しております。

装具選択のご参考にご活用ください。



面板



ノバライフ TRE 皮膚保護剤

赤ちゃんのおむつや化粧品などに一般的に使用されている成分を配合し、お肌を健全な環境に整える、全く新しい膨潤型の皮膚保護剤です。面板の各部におけるニーズに対応するために皮膚保護剤を二層構造にし、ストーマ周囲皮膚はしっかりと保護すると共に、面板辺縁部は身体の動きに追従します。

面板 ●



GX 親水性皮膚保護剤

天然素材を原材料とするお肌にやさしい皮膚保護剤です。PIB・ベクチン・ゼラチン・CMC・コットンファイバーが配合され、弱酸性の人のお肌に非常に近いpH値5.2になるように設計された溶解型の皮膚保護剤です。

面板 ● ●



X3 (エクススリー)

世界初のリング状皮膚保護剤内蔵面板で、ストーマ近接部の3mmの厚みが浅いしわやくぼみを補正し、漏れを防止します。プレカットはストーマに合わせて指で最大5mm伸ばせ、ハサミの使用が不要で自在に孔を成形できます。



面板 ●



X5 (エクスファイブ)

ストーマ近接部の5mmの厚みが浅いしわやくぼみを補正し、漏れを防止します。ストーマに合わせて指で最大7mm伸ばせるので、ハサミの使用が不要で、自在に孔を成形できます。



面板 ● ●

平面

平面

やわらかい面板がストーマ周囲の腹壁にしなやかになじみます。

面板 ● ● ●



やわらかい凸6mm

高さ6mmのやわらかい凸面が腹壁の変化に追従します。6種類のサイズの違うやわらかい凸面が、より適切にストーマ近接部を支持します。

面板 ● ● ●



かたい凸6mm

それぞれの孔に適した、サイズの違う高さ6mmのコンベックスインサートを内蔵しているため、ストーマ近接部にしっかり圧をかけられます。(ノバシリーズは3種類・ノバライフシリーズは4種類のサイズがあります)

面板 ● ● ●

面板



テーパーエッジ形状
面板のストーマ周囲を厚く、辺縁部を薄くし、腹部のしわやくぼみに密着できるテーパーエッジ形状。辺縁部を薄くすることで、高い柔軟性を実現しました。また辺縁部が非常に薄いため、全面皮膚保護剤の面板の違和感が軽減されます。

面板 ● ● ●



ロープロファイルロック
面板側は肌色、ストーマ袋側は半透明にフランジが色分けされており、噛み合わせを目で確認できると共に、噛み合わせ時の「カチッ」という音でも確認できる確実なロープロファイルロックです。寝返りやスポーツなどでも外れる心配がなく、付け外しも簡単です。

面板 ● ● ●



楕円形面板
小さめのサイズで体に自然にフィットし、肌にしっかりと密着します。しかも、漏れの起こりやすいストーマ近接部を広くカバーし、漏れを防止します。

面板 ● ●



しなやか構造
ダンサックの皮膚保護剤のしなやかさは快適性と柔軟性を提供します。



面板 ● ● ●



ひし形面板
ひし形の形状が、漏れの起こりやすいストーマの横側と下側を広くカバーし、しわやくぼみにフィットして漏れを防止します。

面板 ●



透明リリースフィルム
ダンサックの面板の透明リリースフィルムは、皮膚保護剤の状態が観察でき、タブ付きで簡単に取り外し可能。フリーカット製品は鉛筆等で自由に書き込めるため、型紙としてご利用いただけます。

面板 ● ● ●



セミフィックスフランジ
フランジと皮膚保護剤の間に指が入る浮動型のセミフィックスフランジを採用。噛み合わせ時に腹部を圧迫することなく簡単にストーマ袋を装着できるので、術直後からの使用が可能です。

面板 ● ● ●

ストーマ袋




肌色不織布
ダンサックは、1986年に世界で初めてストーマ袋の接皮面側にやわらかな不織布を採用。水に濡れてもサラッとしていて、肌色で目立ちにくい撥水性の不織布を使用しています。汗や入浴で濡れた後でも簡単に水分を拭き取ることができ、下着を濡らすことなく、肌触りの良さを保ちます。

ストーマ袋 ● ● ●




逆流防止機構
ウロストミー（泌尿器系）ストーマ袋には、蓄積された尿がストーマに逆流しない逆流防止機構を採用。細菌感染の危険性を最小限に抑えます。



ストーマ袋 ●



5層エンボスフィルム
においの元を遮断するポリ塩化ビニリデン(PVDC)とエチルビニルアセテート(EVA)による5層フィルム。においや漏れを防ぎ、不快感を低減しますので安心です。



ストーマ袋 ● ● ●



ベルトタブ付
ストーマ袋の装着をさらに安定させたい時に、ベルトを付けることができます。ツーピース装具はすべてのストーマ袋にベルトタブがあります。



ストーマ袋 ● ● ●



ダブルロッキングシステム
ストーマ袋は二重に溶着されているため、高い安全性が保たれます。

ストーマ袋 ●




あんしん窓
普段はストーマ袋の内部を隠していますが、必要な時「だけ」見ることが可能です。

ストーマ袋 ● ●

フィルター



100% 活性炭消臭ツインフィルター
1枚が2層からなる100%活性炭布を2枚重ね織ったツインフィルター構造です。においの吸着面積が格段に大きくなり、たっぷり吸着します。



- ① テフロン膜
- ② ストーマ袋
- ③ ツインフィルター
- ④ 気体浸透性ポリエチレン膜

フィルター ●



ノバライフフィルター
通気性・消臭能力に優れたノバライフフィルターが、ガスによるストーマ袋の膨らみ、気になるにおいをしっかり抑えます。さらに排泄物や外側からの水分の浸入を防ぐために撥水加工を施しています。シールなしで入浴できます。

フィルター ● ●



テフロン膜
フィルターに貼付された撥水性の高いテフロン膜が、水分の浸入や排出物の漏れを防ぎます。入浴時にシールを貼る手間も不要です。

フィルター ●



入浴可
シール不要
装具全体が撥水性、気密性、耐久性に優れているので安心してご入浴いただけます。

フィルター ● ● ●



ノバライフ TRE 皮膚保護剤の 使い方のポイント

皮膚保護剤
NOVALIFE
TRE
Point

ノバライフ TRE 皮膚保護剤の 評価ポイント

ノバライフ TRE ワーキング・グループ 2021年JSSCR発表

研究期間：1年 症例数：59例

- ・男性：30名、女性：29名 平均年齢：72.1歳
- ・コロストミー：50例、イレオストミー：9例
- ・平面：2例、フィット：53例、コンベックス：4例



1 皮膚浸軟が起きて
いないかを確認する

- ✔ 装具を剥がした後に、皮膚に浸軟が生じていないかを確認
- ✔ 皮膚に浸軟がある場合、皮膚障害が発生するリスクが高い



2 皮膚に「便付着」があるかを確認する

- ✔ 装具を剥がした後に、皮膚に便が付着しているかを確認
- ✔ 皮膚に便付着がある場合、皮膚障害（紅斑）が発生するリスクが高い
- ✔ 装具交換日数やケアを再検討する



3 便の性状を確認する

ブリストル便性状スケール (BSS)

BSS 1	コロコロ便		IAD リスク 1点
BSS 2	硬い便		
BSS 3	やや硬い便		
BSS 4	普通便		IAD リスク 2点
BSS 5	やや軟らかい便		
BSS 6	泥状便		IAD リスク 3点
BSS 7	水様便		

BSS 5以下の場合：

装具は5日目交換で皮膚障害は発生していないことから、5日交換でも安全に使用することが可能

BSS 6以上の場合：

4日以内の交換を推奨し、5日目以降を検討する場合は用手成形皮膚保護剤の併用も検討する

ノバライフ TRE 皮膚保護剤は、 膨潤の幅が装具交換の目安にはなりません

膨潤範囲が20mm程度でも皮膚障害はなく、逆に10mm程度でも紅斑や浸軟が生じる場合があります。

先行研究では、ノバライフ TRE 皮膚保護剤は、膨潤の幅と皮膚障害に関連性がなく、面板界面に便が付着していても皮膚への付着がなければ、問題がないことが確認されています。



膨潤範囲が20mm以上あっても、皮膚障害がみられない



膨潤範囲が10mm以内であっても、皮膚障害がみられる



単品系装具 ワンピース


One Piece

One-Piece Barriers and Pouches

ノバライフ1 ^{トレイ}TRE シリーズ
NovaLife 1 TRE series

ノバライフ1 シリーズ
NovaLife 1 series

ノバ1 シリーズ
Nova 1 series



単品系 器具ワンピース

ノバライフ1 TRE ミニ
ノバライフ1 TRE
ノバライフ1 TRE マキシ



単品系 器具ワンピース

ノバライフ1 TRE フィット
ノバライフ1 TRE フィット マキシ



ノバライフ1 TRE ミニ

ノバライフ1 TRE

ノバライフ1 TRE マキシ



ノバライフ1 TRE フィット

ノバライフ1 TRE フィット マキシ


品名	ノバライフ1 TRE ミニ	ノバライフ1 TRE	ノバライフ1 TRE マキシ						
粘着面 (mm)	85 × 72	105 × 89	105 × 89	125 × 106					
ストーマ袋サイズ (mm)	220 × 132	239 × 144	259 × 158						
凸型嵌め込み具の高さ	—	—	—	—					
装着期間目安	~5日 ^{※1}	~5日 ^{※1}	~5日 ^{※1}						
包装入数	10枚入	10枚入	10枚入						
価格 (非課税)	6,000円	6,300円	6,300円	7,200円					
カット	ストーマサイズ	製品番号							
		透明	肌色	透明	肌色(あんしん窓)	透明	肌色(あんしん窓)	透明	肌色(あんしん窓)
フリーカット (自由開孔) タテ×ヨコ	15-38×50mm	3026-15/10	3025-15/10						
	15-55×70mm			3024-15/10	3023-15/10	3018-15	3017-15		
	15-70×90mm							3016-15	3015-15
プレカット (既製孔)	25mm			3024-25/10	3023-25/10	3018-25	3017-25		
	30mm			3024-30/10	3023-30/10	3018-30	3017-30		
	35mm			3024-35/10	3023-35/10				
	40mm			3024-40/10	3023-40/10				
	45mm			3024-45/10					

コロストミー/イレオストミー用ストーマ袋
※1 装着期間の目安は皮膚や腹壁の状態、排泄物の性状等により異なります。



品名	ノバライフ1 TRE フィット	ノバライフ1 TRE フィット マキシ			
粘着面 (mm)	130 × 110	130 × 110			
ストーマ袋サイズ (mm)	239 × 144	259 × 158			
凸型嵌め込み具の高さ	6mm	6mm			
装着期間目安	~6日 ^{※1}	~6日 ^{※1}			
包装入数	10枚入	10枚入			
価格 (非課税)	9,500円	9,500円			
カット	ストーマサイズ	製品番号			
		透明	肌色(あんしん窓)	透明	肌色(あんしん窓)
フリーカット (自由開孔)	15-24mm	3082-24 ^{※2}	3081-24 ^{※2}		
	15-34mm	3082-34	3081-34	3084-34	3083-34
	15-44mm			3082-44	3081-44
	15-54mm			3082-54 ^{※3}	3081-54 ^{※3}
プレカット (既製孔)	25mm	3082-25 ^{※2}	3081-25 ^{※2}	3084-25	3083-25
	30mm	3082-30	3081-30	3084-30	3083-30
	35mm	3082-35	3081-35	3084-35	3083-35
	40mm			3082-40	3081-40
	45mm			3082-45	3081-45

コロストミー/イレオストミー用ストーマ袋
※1 装着期間の目安は皮膚や腹壁の状態、排泄物の性状等により異なります。
※2 粘着面107×91mm
※3 粘着面150×127mm



さらなる安心感 **別売品** 詳しくはP76



単品系 器具ワンピース

ノバライフ1 TRE コンベックス ミニ
 ノバライフ1 TRE コンベックス
 ノバライフ1 TRE コンベックス マキシ



単品系 器具ワンピース

ノバライフ1 ミニ
 ノバライフ1
 ノバライフ1 マキシ



ノバライフ1 TRE コンベックス ミニ ノバライフ1 TRE コンベックス ノバライフ1 TRE コンベックス マキシ



ノバライフ1 ミニ ノバライフ1 ノバライフ1 マキシ

品名		ノバライフ1 TRE コンベックス ミニ	ノバライフ1 TRE コンベックス	ノバライフ1 TRE コンベックス マキシ			
粘着面(mm)		107 × 91	116 × 98	150 × 127			
ストーマ袋サイズ(mm)		220 × 132	239 × 144	259 × 158			
凸型嵌め込み具の高さ		6mm	6mm	6mm			
装着期間目安		~6日 ^{※1}	~6日 ^{※1}	~6日 ^{※1}			
包装入数		10枚入	10枚入	10枚入			
価格(非課税)		9,900円	9,900円	9,900円			
製品番号							
カット	ストーマサイズ	透明	肌色	透明	肌色(あんしん窓)	透明	肌色(あんしん窓)
フリーカット (自由開孔)	15-24mm	3042-24	3041-24	3046-24 ^{※2}	3045-24 ^{※2}		
	15-37mm			3042-37	3041-37		
	15-46mm			3042-46 ^{※3}	3041-46 ^{※3}		
	15-59mm					3042-59	3041-59
プレカット (既製孔) ☆最大有効径	25mm			3046-25 ^{※2}	3045-25 ^{※2}		
	30mm(☆~37mm)			3042-30	3041-30		
	35mm			3042-35	3041-35		
	40mm(☆~46mm)			3042-40 ^{※3}	3041-40 ^{※3}		

コロストミー/イレオストミー用ストーマ袋
 ※1 装着期間の目安は皮膚や腹壁の状態、排泄物の性状等により異なります。
 ※2 粘着面107×91mm
 ※3 粘着面130×110mm



さらなる安心感 別売品 詳しくはP76



品名		ノバライフ1 ミニ	ノバライフ1	ノバライフ1 マキシ			
粘着面(mm)		85 × 72	105 × 89	125 × 106			
ストーマ袋サイズ(mm)		220 × 132	239 × 144	259 × 158			
凸型嵌め込み具の高さ		—	—	—			
装着期間目安		1-3日 ^{※1}	1-3日 ^{※1}	1-3日 ^{※1}			
包装入数		10枚入	10枚入	10枚入			
価格(非課税)		5,600円	6,100円	7,100円			
製品番号							
カット	ストーマサイズ	透明	肌色	透明	肌色	透明	肌色
フリーカット (自由開孔) タテ×ヨコ	10-38×50mm	926-10/10	925-10/10				
	10-55×70mm			924-10/10	923-10/10		
	10-70×90mm					916-10/10	915-10/10
プレカット (既製孔)	25mm			924-25/10	923-25/10	916-25/10	
	30mm			924-30/10	923-30/10	916-30/10	915-30/10
	35mm			924-35/10	923-35/10	916-35/10	915-35/10
	40mm			924-40/10	923-40/10		
	45mm			924-45/10			

コロストミー/イレオストミー用ストーマ袋
 ※1 装着期間の目安は皮膚や腹壁の状態、排泄物の性状等により異なります。



単品系 器具ワンピース

ノバライフ1 フィット

ノバライフ1 フィット マキシ



やわらかい凸6mm



閉鎖具内蔵



親水性



装着期間目安

単品系 器具ワンピース

ノバライフ1 コンベックス ミニ

ノバライフ1 コンベックス

ノバライフ1 コンベックス マキシ



かたい凸6mm



閉鎖具内蔵



親水性



装着期間目安



ノバライフ1 フィット



ノバライフ1 フィット マキシ



ノバライフ1 コンベックス ミニ



ノバライフ1 コンベックス



ノバライフ1 コンベックス マキシ


品名		ノバライフ1 フィット		ノバライフ1 フィット マキシ	
粘着面(mm)		130 × 110		130 × 110	
ストーマ袋サイズ(mm)		239 × 144		259 × 158	
凸型嵌め込み具の高さ		6mm		6mm	
装着期間目安		1-4日 ^{※1}		1-4日 ^{※1}	
包装入数		10枚入		10枚入	
価格(非課税)		8,700円		8,700円	
		製品番号			
カット	ストーマサイズ	透明	肌色(あんしん窓)	透明	肌色(あんしん窓)
フリーカット (自由開孔)	15-24mm	982-24 ^{※2}	981-24 ^{※2}	984-24	983-24
	15-34mm	982-34	981-34	984-34	983-34
	15-44mm			982-44	981-44
	15-54mm			982-54 ^{※3}	981-54 ^{※3}
プレカット (既製孔)	25mm	982-25 ^{※2}	981-25 ^{※2}	984-25	983-25
	30mm	982-30	981-30	984-30	983-30
	35mm	982-35	981-35	984-35	983-35
	40mm			982-40	981-40
	45mm			982-45	981-45

コロストミー/イレオストミー用ストーマ袋

※1 装着期間の目安は皮膚や腹壁の状態、排泄物の性状等により異なります。

※2 粘着面107×91mm

※3 粘着面150×127mm



さらなる安心感 **別売品** 詳しくはP76

ダンサックベルト

価格 770円(税込)

サイズ:100cm

白:製品番号:09000-0000

肌色:製品番号:090-02



品名		ノバライフ1 コンベックス ミニ		ノバライフ1 コンベックス		ノバライフ1 コンベックス マキシ	
粘着面(mm)		107 × 91		116 × 98		130 × 110	
ストーマ袋サイズ(mm)		220 × 132		239 × 144		259 × 158	
凸型嵌め込み具の高さ		6mm		6mm		6mm	
装着期間目安		1-4日 ^{※1}		1-4日 ^{※1}		1-4日 ^{※1}	
包装入数		10枚入		10枚入		10枚入	
価格(非課税)		9,300円		9,300円		9,300円	
		製品番号					
カット	ストーマサイズ	透明	肌色	透明	肌色	透明	肌色
フリーカット (自由開孔)	10-24mm	942-24					
	10-37mm			942-37	941-37		
	10-46mm					942-46	941-46
	10-59mm						942-59
	10-59mm						941-59
プレカット (既製孔) ☆最大有効径	20mm(☆~24mm)	942-20					
	25mm	942-25	941-25				
	30mm(☆~37mm)			942-30	941-30		
	35mm			942-35	941-35		
	40mm(☆~46mm)					942-40	941-40
	45mm					942-45	941-45
50mm(☆~59mm)						942-50	
50mm(☆~59mm)							941-50

コロストミー/イレオストミー用ストーマ袋

※1 装着期間の目安は皮膚や腹壁の状態、排泄物の性状等により異なります。



さらなる安心感 **別売品** 詳しくはP76

ダンサックベルト

価格 770円(税込)

サイズ:100cm

白:製品番号:09000-0000

肌色:製品番号:090-02



単品系 器具ワンピース

ノバライフ1 ミニクローズ
ノバライフ1 クローズ



単品系 器具ワンピース

ノバ1 ミニフォールドアップ
ノバ1 フォールドアップ
ノバ1 マキシ フォールドアップ



ノバライフ1 ミニクローズ



ノバライフ1 クローズ



ノバ1 ミニフォールドアップ



ノバ1 フォールドアップ




ノバ1 マキシ フォールドアップ

品名		ノバライフ1 ミニクローズ	ノバライフ1 クローズ
粘着面(mm)		85 × 72	105 × 89
ストーマ袋サイズ(mm)		175 × 130	190 × 145
凸型嵌め込み具の高さ		—	—
装着期間目安		1-3日※1	1-3日※1
包装入数		10枚入	10枚入
価格(非課税)		4,000円	4,000円

カット	ストーマサイズ	製品番号		
		肌色	透明	肌色
フリーカット (自由開孔) タテ×ヨコ	10-38 × 50mm	903-10/10		
	10-55 × 70mm		902-10/10	901-10/10
プレカット (既製孔)	25mm	903-25/10	902-25/10	901-25/10
	30mm	903-30/10	902-30/10	901-30/10
	35mm	903-35/10	902-35/10	901-35/10
	40mm		902-40/10	901-40/10
	45mm		902-45/10	901-45/10


コロストミー用ストーマ袋
※1 装着期間の目安は皮膚や腹壁の状態、排泄物の性状等により異なります。



品名		ノバ1 ミニフォールドアップ	ノバ1 フォールドアップ	ノバ1 マキシ フォールドアップ
粘着面(mm)		85 × 85	100 × 100	125 × 125
ストーマ袋サイズ(mm)		225 × 128	265 × 148	306 × 180
凸型嵌め込み具の高さ		—	—	—
装着期間目安		1-3日※1	1-3日※1	1-3日※1
包装入数		10枚入	10枚入	10枚入
価格(非課税)		5,000円	5,600円	8,200円

カット	ストーマサイズ	製品番号					
		透明	肌色	透明	肌色	透明	肌色
フリーカット (自由開孔)	15-50mm	826-15/10	825-15/10				
	15-60mm			824-15/10	823-15/10		
	15-90mm					816-15	
プレカット (既製孔)	25mm			824-25/10	823-25/10		
	30mm			824-30/10	823-30/10		
	35mm			824-35/10	823-35/10		
	40mm			824-40/10	823-40/10		
	45mm			824-45/10			

コロストミー/イレオストミー用ストーマ袋
※1 装着期間の目安は皮膚や腹壁の状態、排泄物の性状等により異なります。



さらなる安心感 **別売品** 詳しくはP76

ベルトパック 85mm
(ワンピース用)

価格 1,760円(税込)
製品番号:09075-0000

※ノバ1 フォールドアップのみご使用できます



単品系 装具ワンピース

ノバ1 フォールドアップ X5



エックスファイブ 閉鎖具内蔵 皮膚保護剤 装着期間目安



リング状皮膚保護剤を
2枚内蔵した
オールインワン

コロストミー
イレオストミー
ウロストミー

単品系 装具ワンピース

ノバ1 フォールドアップ X3



エックススリー 閉鎖具内蔵 皮膚保護剤 装着期間目安




リング状皮膚保護剤を
1枚内蔵した
オールインワン

コロストミー
イレオストミー
ウロストミー

品名		ノバ1 フォールドアップ X3	
粘着面(mm)		100 × 100	
ストーマ袋サイズ(mm)		265 × 148	
凸型嵌め込み具の高さ		—	
装着期間目安		1-4日※1	
包装入数		10枚入	
価格(非課税)		8,500円	
カット	ストーマサイズ	製品番号	
		透明	肌色
フリーカット(自由開孔)	15-46mm	862-15	861-15
プレカット(自在孔)	25mm	862-25	861-25
	30mm	862-30	861-30
	35mm	862-35	861-35
	40mm	862-40	
	45mm	862-45	

コロストミー/イレオストミー用ストーマ袋
※1 装着期間の目安は皮膚や腹壁の状態、排泄物の性状等により異なります。



プレカットは最大5mm
指で伸ばせます
(ハサミ不要)

リリースフィルムをはがしてから伸ばします

さらなる安心感 **別売品** 詳しくはP76



ベルトパック 85mm
(ワンピース用)
価格 1,760円(税込)
製品番号:09075-0000



ベルトパック 48mm
(ワンピース用)
価格 1,760円(税込)
製品番号:09076-0000

※プレカット25mm、30mm、35mmのみご使用できます

品名		ノバ1 フォールドアップ X5	
粘着面(mm)		100 × 100	
ストーマ袋サイズ(mm)		265 × 148	
凸型嵌め込み具の高さ		—	
装着期間目安		1-5日※1	
包装入数		10枚入	
価格(非課税)		9,000円	
カット	ストーマサイズ	製品番号	
		透明	肌色
プレカット(自在孔)	25mm	882-25	881-25
	30mm	882-30	881-30
	35mm	882-35	881-35
	40mm	882-40	
	45mm	882-45	

コロストミー/イレオストミー用ストーマ袋
※1 装着期間の目安は皮膚や腹壁の状態、排泄物の性状等により異なります。



最大7mm
指で伸ばせます
(ハサミ不要)

リリースフィルムをはがしてから伸ばします

さらなる安心感 **別売品** 詳しくはP76



ベルトパック 48mm
(ワンピース用)
価格 1,760円(税込)
製品番号:09076-0000
※25mm、30mm、35mmのみご使用できます

単品系 器具ワンピース
ノバ1 イレオストミー



平面 キャップ式排出口 皮膚保護剤 装着期間目安



短い在院期間に
最適な5枚入り

コロストミー

イレオストミー

ウロストミー

単品系 器具ワンピース
ノバ1 フォールドアップ コンベックス



かたい凸6mm 閉鎖具内蔵 皮膚保護剤 装着期間目安



さらなる安心感 別売品
詳しくはP76



ダンサックベルト
価格 770円(税込) サイズ:100cm
白 : 製品番号:09000-0000
肌色 : 製品番号:090-02


品名		ノバ1 フォールドアップ コンベックス	
粘着面(mm)		100 × 100	
ストーマ袋サイズ(mm)		265 × 148	
凸型嵌め込み具の高さ		6mm	
装着期間目安		1-4日※1	
包装入数		10枚入	
価格(非課税)		9,300円	
カット	ストーマサイズ	製品番号	
		透肌色	肌色
フリーカット (自由開孔)	15-24mm	842-24	841-24
	15-37mm	842-37	841-37
	15-46mm	842-46※2	841-46※2
ブレカット (既成孔)	20mm	842-20	841-20
	25mm	842-25	841-25
	30mm	842-30	841-30
	35mm	842-35	841-35

コロストミー/イレオストミー用ストーマ袋
※1 装着期間の目安は皮膚や腹壁の状態、排泄物の性状等により異なります。
※2 粘着面115×115mm



品名		ノバ1 イレオストミー	
粘着面(mm)		100 × 100	
ストーマ袋サイズ(mm)		265 × 148	
凸型嵌め込み具の高さ		—	
装着期間目安		1-3日※1	
クランプ		1個入	
包装入数		5枚入	
価格(非課税)		3,500円	
カット	ストーマサイズ	カラー	製品番号
フリーカット (自由開孔)	20-60mm	透明	822-20/5

イレオストミー用ストーマ袋
※1 装着期間の目安は皮膚や腹壁の状態、排泄物の性状等により異なります。



さらなる安心感 別売品
詳しくはP76



ベルトパック 85mm
(ワンピース用)
価格 1,760円(税込)
製品番号:09075-0000

単品系器具ワンピース

ノバ1 イレオストミー X5



エックススリー キャップ式排出口 皮膚保護剤 装着期間目安

単品系器具ワンピース

ノバ1 イレオストミー コンベックス



かたい凸6mm キャップ式排出口 皮膚保護剤 装着期間目安



リング状皮膚保護剤を
2枚内蔵した
オールインワン



短い在院期間に
最適な5枚入り

品名		ノバ1 イレオストミー X5
粘着面(mm)		100 × 100
ストーマ袋サイズ(mm)		265 × 148
凸型嵌め込み具の高さ		—
装着期間目安		1-4日※1
クランプ		1個入
包装入数		10枚入
価格(非課税)		9,000円
カット	ストーマサイズ	製品番号 透明
	25mm	820-25
プレカット (自在孔)	30mm	820-30
	35mm	820-35

イレオストミー用ストーマ袋
※1 装着期間の目安は皮膚や腹壁の状態、排泄物の性状等により異なります。



最大7mm
指で伸ばせます
(ハサミ不要)

リリースフィルムをはがしてから伸ばします

さらなる安心感 別売品 詳しくはP76



ベルトパック 48mm
(ワンピース用)
価格 1,760円(税込)
製品番号:09076-0000

品名		ノバ1 イレオストミー コンベックス
粘着面(mm)		100 × 100
ストーマ袋サイズ(mm)		265 × 148
凸型嵌め込み具の高さ		6mm
装着期間目安		1-4日※1
クランプ		1個入
包装入数		5枚入
価格(非課税)		4,600円
カット	ストーマサイズ	製品番号 透明
	15-24mm	810-24
	15-37mm	810-37
フリーカット (自由開孔)	15-46mm	810-46※2
	25mm	810-25
プレカット (既製孔)	30mm	810-30
	35mm	810-35
	40mm	810-40※2

イレオストミー用ストーマ袋
※1 装着期間の目安は皮膚や腹壁の状態、排泄物の性状等により異なります。 ※2 粘着面 115×115mm



さらなる安心感 別売品
詳しくはP76



ダンサックベルト
価格 770円(税込) サイズ:100cm
白 :製品番号:09000-0000
肌色 :製品番号:090-02

単品系装具ワンピース

ノバライフ1 TRE ウロストミー

平面
タップ式
ノバライフ TRE
~3日

平面 タップ式排出口 皮膚保護剤 装着期間目安

単品系装具ワンピース

ノバライフ1 TRE ウロストミー フィット

SOFT
タップ式
ノバライフ TRE
~4日

やわらかい凸6mm タップ式排出口 皮膚保護剤 装着期間目安




品名		ノバライフ1 TRE ウロストミー	
粘着面(mm)		105 × 89	
ストーマ袋サイズ(mm)		249 × 163	
装着期間目安		~3日※1	
包装入数		10枚入※2	
価格(非課税)		8,000円	
カット	ストーマサイズ	製品番号	
		透明	肌色
フリーカット (自由開孔)	15-55 × 70mm	3492-15	3491-15
	25-55 × 70mm	3492-25	



より安全・確実になったタップ式排出口

- ・目で見て触って開閉の確認ができる排出マークつき
- ・やわらかい触り心地
- ・排出時に尿の流量を調節可能なので安心
- ・安心なキャップつき
- ・ドレインチューブアダプターを使用すると蓄尿バッグへの接続が簡単



スリム・プロファイル

ポスチャーシールとふくらみ防止構造によってストーマ袋のふくらみを大幅に軽減

品名		ノバライフ1 TRE ウロストミー フィット	
粘着面(mm)		130 × 110	
ストーマ袋サイズ(mm)		249 × 163	
凸型嵌め込み具の高さ		6mm	
装着期間目安		~4日※1	
包装入数		10枚入※2	
価格(非課税)		11,000円	
カット	ストーマサイズ	製品番号	
		透明	肌色
フリーカット (自由開孔)	15-24mm	3496-24	
	15-34mm	3496-34	
	15-44mm	3496-44	
プレカット (既成孔)	25mm	3496-25	
	30mm	3496-30	



より安全・確実になったタップ式排出口

- ・目で見て触って開閉の確認ができる排出マークつき
- ・やわらかい触り心地
- ・排出時に尿の流量を調節可能なので安心
- ・安心なキャップつき
- ・ドレインチューブアダプターを使用すると蓄尿バッグへの接続が簡単



スリム・プロファイル

ポスチャーシールとふくらみ防止構造によってストーマ袋のふくらみを大幅に軽減

ウロストミー用ストーマ袋
※1 装着期間の目安は皮膚や腹壁の状態、排泄物や尿の性状等により異なります。
※2 アダプター 3個付



ウロストミー用ストーマ袋
※1 装着期間の目安は皮膚や腹壁の状態、排泄物や尿の性状等により異なります。
※2 アダプター 3個付



さらなる安心感 別売品 詳しくはP76

ダンサックベルト 価格770円(税込) サイズ:100cm
白:製品番号:09000-0000 肌色:製品番号:090-02





単品系器具ワンピース
ノバ1 ウロストミー X3



リング状皮膚保護剤を
1枚内蔵した
オールインワン

品名		ノバ1 ウロストミー X3
粘着面(mm)		100 × 100
ストーマ袋サイズ(mm)		245 × 150
凸型嵌め込み具の高さ		—
装着期間目安		1-3日※1
包装入数		10枚入※2
価格(非課税)		8,500円
カット	ストーマサイズ	製品番号 透明
フリーカット (自由開孔)	15-24mm	3494-24
	30-37mm	3494-30
フリーカット (自由開孔)	15-37mm	3494-37
	15-46mm	3494-46
プレカット(既成孔)	25mm	3494-25
プレカット(自在孔)	20mm	892-20
	25mm	892-25
	30mm	892-30

ウロストミー用ストーマ袋
※1 装着期間の目安は皮膚や腹壁の状態、排泄物や尿の性状等により異なります。
※2 アダプター 1個、キャップ 10個付。



プレカットは最大5mm
指で伸ばせます
(ハサミ不要)

リリースフィルムをはがしてから伸ばします



目(排出マーク)と手で閉鎖確認可能

さらなる安心感 別売品 詳しくはP76



ベルトパック 85mm
(ワンピース用)
価格 1,760円(税込)
製品番号:09075-0000



単品系器具ワンピース
ノバライフ1 TRE ウロストミー コンベックス




品名		ノバライフ1 TRE ウロストミー コンベックス
粘着面(mm)		130 × 110
ストーマ袋サイズ(mm)		249 × 163
凸型嵌め込み具の高さ		6mm
装着期間目安		~4日※1
包装入数		10枚入※2
価格(非課税)		11,000円
カット	ストーマサイズ	製品番号 透明
フリーカット (自由開孔)	15-24mm	3494-24
	30-37mm	3494-30
フリーカット (自由開孔)	15-37mm	3494-37
	15-46mm	3494-46
プレカット(既成孔)	25mm	3494-25

ウロストミー用ストーマ袋
※1 装着期間の目安は皮膚や腹壁の状態、排泄物や尿の性状等により異なります。
※2 アダプター 3個付



さらなる安心感 別売品 詳しくはP76




ダンサックベルト 価格 770円(税込) サイズ:100cm
白:製品番号:09000-0000 肌色品番号:090-02



排出マーク

より安全・確実になったタップ式排出口
 ・目で見て触って開閉の確認ができる排出マークつき
 ・やわらかい触り心地
 ・排出時に尿の流量を調節可能なので安心
 ・安心なキャップつき
 ・ドレナチューブアダプターを使用すると蓄尿バッグへの接続が簡単



スリム・プロファイル
 ポスチャーシールとふくらみ防止構造によってストーマ袋のふくらみを大幅に軽減

単品系 器具ワンピース

ノバ1 ウロストミー コンベックス



かたい凸6mm



コック式排出口



皮膚保護剤



装着期間目安



単品系 器具ワンピース

ノバ1 インファント ドレイン(小児用)



平面



下部開放型



皮膚保護剤




装着期間目安



排出口を閉鎖する
ソフトワイヤータイ
10本入

品名		ノバ1 ウロストミー コンベックス
粘着面(mm)		100 × 100
ストーマ袋サイズ(mm)		245 × 150
凸型嵌め込み具の高さ		6mm
装着期間目安		1-3日 ^{※1}
包装入数		10枚入 ^{※2}
価格(非課税)		9,800円
カット	ストーマサイズ	製品番号 透明
フリーカット (自由開孔)	15-24mm	894-24
	15-37mm	894-37
プレカット (既成孔)	20mm	894-20
	25mm	894-25
	30mm	894-30




目(排出マーク)と手で閉鎖確認可能

さらなる安心感 **別売品**
詳しくはP76



ダンサックベルト
価格 770円(税込) サイズ:100cm
白 : 製品番号:09000-0000
肌色 : 製品番号:090-02

ウロストミー用ストーマ袋
※1 装着期間の目安は皮膚や腹壁の状態、排泄物や尿の性状等により異なります。
※2 アダプター 5個、キャップ 10個付。



品名		ノバ1 インファント ドレイン ^{※1}
粘着面(mm)		70 × 70
ストーマ袋サイズ(mm)		208 × 111
凸型嵌め込み具の高さ		—
装着期間目安		1-2日 ^{※2}
ソフトワイヤータイ		10本入
包装入数		10枚入
価格(非課税)		4,000円
カット	ストーマサイズ	製品番号 透明
フリーカット (自由開孔)	0-40mm ^{※3}	818-00/10
	10-40mm	818-10/10

※1 インファント ドレインには、フィルターはついておりません。
※2 装着期間の目安は皮膚や腹壁の状態、排泄物の性状等により異なります。
※3 初孔なし



単品系器具ワンピース
ノバ1 ミニキャップ

平面
GX 親水性
皮膚保護剤
1時間-2日
装着期間目安



Naturally skin friendly products
Designed for security and ease of use, making life easier for everyone involved

品名		ノバ1 ミニキャップ
粘着面(mm)		φ 92
ストーマ袋サイズ(mm)		φ 105
凸型嵌め込み具の高さ		—
装着期間目安		1時間-2日※1
包装入数		10枚入
価格(非課税)		2,600円
カット	ストーマサイズ	製品番号
		肌色
プレカット (既成孔)	30mm	829-30/10
	40mm	829-40/10
	50mm	829-50/10

※1 装着期間の目安は皮膚や腹壁の状態、排泄物の性状等により異なります。





二品系装具 ツーピース

Two Piece

Two-Piece Barriers and Pouches

ノバライフ2 ^{トレイ} TRE シリーズ
NovaLife 2 TRE series

ノバライフ2 シリーズ
NovaLife 2 series

ノバ2 シリーズ
Nova 2 series



二品系 器具 ツーピース
ノバライフ2 TRE リング

平面
ノバライフ TRE
~5日
平面 皮膚保護剤 装着期間目安



二品系 器具 ツーピース
ノバライフ2 TRE フィット リング

SOFT
ノバライフ TRE
~6日
やわらかい凸6mm 皮膚保護剤 装着期間目安



品名			ノバライフ2 TRE リング
凸型嵌め込み具の高さ			—
装着期間目安			~5日※1
包装入数			5枚入
価格(非課税)			4,350円
フランジサイズ(粘着面)	カット	ストーマサイズ	製品番号
■ 36mm (85×72mm)	フリーカット	15-28mm	3136-15
	プレカット	25mm	3143-25
■ 43mm (105×89mm)	フリーカット	15-35mm	3143-15
	プレカット	30mm	3143-30
■ 55mm (105×89mm)	フリーカット	15-47mm	3155-15
	プレカット	35mm	3155-35
		40mm	3155-40
■ 70mm (125×106mm)	フリーカット	15-62mm	3170-15

※1 装着期間の目安は皮膚や腹壁の状態、排泄物の性状等により異なります。



品名			ノバライフ2 TRE フィット リング
凸型嵌め込み具の高さ			6mm
装着期間目安			~6日※1
包装入数			5枚入
価格(非課税)			4,550円
フランジサイズ(粘着面)	カット	ストーマサイズ	製品番号
■ 43mm (116×98mm)	フリーカット	15-25mm	3343-15
	プレカット	25mm	3343-25
■ 55mm (130×110mm)	フリーカット	15-38mm	3355-15
	プレカット	30mm	3355-30
		35mm	3355-35
■ 70mm (150×127mm)	フリーカット	15-52mm	3370-15

※1 装着期間の目安は皮膚や腹壁の状態、排泄物の性状等により異なります。



二品系 器具 ツーピース

ノバライフ2 TRE コンベックス リング

HARD かわいた凸6mm
ノバライフ TRE 皮膚保護剤
~6日 装着期間目安

二品系 器具 ツーピース

ノバライフ2 リング

平面 平面
GX 親水性 皮膚保護剤
1-4日 装着期間目安

コロストミー

イレオストミー

ウロストミー



コロストミー

イレオストミー

ウロストミー

品名		ノバライフ2 TRE コンベックス リング	
凸型嵌め込み具の高さ		6mm	
装着期間目安		~6日※1	
包装入数		5枚入	
価格(非課税)		5,250円	
フランジサイズ(粘着面)	カット	ストーマサイズ	製品番号
■ 36mm (107×91mm)	フリーカット	15-23mm	3236-15
■ 43mm (116×98mm)	フリーカット	15-30mm	3243-15
	プレカット	25mm	3243-25
■ 55mm (130×110mm)	フリーカット	30mm	3243-30
		15-42mm	3255-15
	プレカット	35mm	3255-35
■ 70mm (150×127mm)	フリーカット	40mm	3255-40
		15-59mm	3270-15

※1 装着期間の目安は皮膚や腹壁の状態、排泄物の性状等により異なります。



品名		ノバライフ2 リング	
凸型嵌め込み具の高さ		—	
装着期間目安		1-4日※1	
包装入数		5枚入	
価格(非課税)		3,900円	
フランジサイズ(粘着面)	カット	ストーマサイズ	製品番号
■ 36mm (85×72mm)	フリーカット	10-28mm	1736-10
	プレカット	20mm	1736-20
		25mm	1736-25
■ 43mm (105×89mm)	フリーカット	10-35mm	1743-10
	プレカット	25mm	1743-25
		30mm	1743-30
■ 55mm (105×89mm)	フリーカット	10-47mm	1755-10
	プレカット	35mm	1755-35
		40mm	1755-40
■ 70mm (125×106mm)	フリーカット	10-62mm	1770-10
	プレカット	45mm	1770-45
		50mm	1770-50

※1 装着期間の目安は皮膚や腹壁の状態、排泄物の性状等により異なります。



二品系 器具 ツーピース

ノバライフ2 コンベックス リング



二品系 器具 ツーピース

ノバライフ2 ミニオープン
ノバライフ2 オープン
ノバライフ2 マキシ オープン



ノバライフ2 ミニクローズ
ノバライフ2 クローズ



品名		ノバライフ2 コンベックス リング	
凸型嵌め込み具の高さ		6mm	
装着期間目安		1-4日 ^{※1}	
包装入数		5枚入	
価格(非課税)		4,650円	
フランジサイズ(粘着面)	カット	ストーマサイズ	製品番号
■ 36mm (107×91mm)	フリーカット	10-23mm	1936-10
	プレカット	20mm	1936-20
		23mm	1936-23
■ 43mm (116×98mm)	フリーカット	10-30mm	1943-10
	プレカット	25mm	1943-25
		30mm	1943-30
■ 55mm (130×110mm)	フリーカット	10-42mm	1955-10
	プレカット ☆最大有効径	35mm(☆~42mm)	1955-35
		40mm	1955-40
■ 70mm (150×127mm)	フリーカット	10-59mm	1970-10
	プレカット ☆最大有効径	40mm(☆~59mm)	1970-40
		45mm(☆~59mm)	1970-45

※1 装着期間の目安は皮膚や腹壁の状態、排泄物の性状等により異なります。



品名		ノバライフ2 ミニオープン	ノバライフ2 オープン	ノバライフ2 マキシ オープン
ストーマ袋サイズ		220×132mm	239×144mm	259×158mm
包装入数		10枚入	10枚入	10枚入
価格(非課税)		3,800円	4,100円	4,400円
フランジサイズ	カラー	製品番号		
■ 36mm	透明	1320-36/10	1316-36/10	
	肌色	1319-36/10	1315-36/10	
■ 43mm	透明	1320-43/10	1316-43/10	1322-43/10
	肌色	1319-43/10	1315-43/10	1321-43/10
■ 55mm	透明	1320-55/10	1316-55/10	1322-55/10
	肌色	1319-55/10	1315-55/10	1321-55/10
■ 70mm	透明		1316-70/10	1322-70/10
	肌色		1315-70/10	1321-70/10

コロストミー/イレオストミー用ストーマ袋



品名		ノバライフ2 ミニクローズ	ノバライフ2 クローズ
ストーマ袋サイズ		175×130mm	190×145mm
包装入数		10枚入	10枚入
価格(非課税)		2,700円	2,700円
		製品番号	
		1303-36/10	1301-36/10
		1303-43/10	1301-43/10
		1303-55/10	1301-55/10

コロストミー用ストーマ袋

二品系 器具 ツーピース

ノバ2 リング

平面 平面
GX 親水性 皮膚保護剤
1-4日 装着期間目安



二品系 器具 ツーピース

ノバ2 X3 リング

エックススリー エックススリー
GX 親水性 皮膚保護剤
1-4日 装着期間目安



リング状皮膚保護剤を
1枚内蔵した
オールインワン

品名		ノバ2 リング	
凸型嵌め込み具の高さ		—	
装着期間目安		1-4日※1	
包装入数		5枚入	
価格(非課税)		3,900円	
フランジサイズ(粘着面)	カット	ストーマサイズ	製品番号
■ 36mm (85×85mm)	フリーカット	12-28mm	1136-12
		15-28mm	1136-15
	プレカット	20mm	1136-20
		25mm	1136-25
■ 43mm (100×100mm)	フリーカット	15-35mm	1143-15
		25mm	1143-25
	プレカット	30mm	1143-30
		35mm	1143-35
■ 55mm (100×100mm)	フリーカット	15-47mm	1155-15
		40mm	1155-40
	プレカット	35mm	1155-35
		40mm	1155-40
■ 70mm (115×115mm)	フリーカット	15-62mm	1170-15

※1 装着期間の目安は皮膚や腹壁の状態、排泄物の性状等により異なります。

品名		ノバ2 X3 リング	
凸型嵌め込み具の高さ		—	
装着期間目安		1-4日※1	
包装入数		5枚入	
価格(非課税)		4,000円	
フランジサイズ(粘着面)	カット	ストーマサイズ	製品番号
■ 43mm (100×100mm)	フリーカット	15-30mm	1343-15
	プレカット	25mm	1343-25
■ 55mm (115×115mm)	フリーカット	15-42mm	1355-15
		32mm	1355-32
	プレカット	35mm	1355-35

※1 装着期間の目安は皮膚や腹壁の状態、排泄物の性状等により異なります。



リリースフィルムをはがしてから伸ばします

二品系 器具 ツーピース
ノバ2 X5 リング




二品系 器具 ツーピース
ノバ2 コンベックス リング



コロストミー

イレオストミー

ウロストミー



コロストミー

イレオストミー

ウロストミー

品名		ノバ2 X5 リング	
凸型嵌め込み具の高さ		—	
装着期間目安		1-5日※1	
包装入数		5枚入	
価格(非課税)		4,250円	
フランジサイズ(粘着面)	カット	ストーマサイズ	製品番号
■ 43mm (100×100mm)	プレカット	18mm	1443-18
		21mm	1443-21
		25mm	1443-25
		28mm	1443-28
■ 55mm (115×115mm)	プレカット	32mm	1455-32
		35mm	1455-35
		38mm	1455-38



リリースフィルムをはがしてから伸ばします

※1 装着期間の目安は皮膚や腹壁の状態、排泄物の性状等により異なります。



品名		ノバ2 コンベックス リング	
凸型嵌め込み具の高さ		6mm	
装着期間目安		1-4日※1	
包装入数		5枚入	
価格(非課税)		4,600円	
フランジサイズ(粘着面)	カット	ストーマサイズ	製品番号
■ 36mm (100×100mm)	フリーカット	15-23mm	1536-15
	プレカット	20mm	1536-20
		23mm	1536-23
■ 43mm (100×100mm)	フリーカット	15-30mm	1543-15
	プレカット	25mm	1543-25
		30mm	1543-30
■ 55mm (115×115mm)	フリーカット	15-42mm	1555-15
	プレカット	35mm	1555-35
		40mm	1555-40

※1 装着期間の目安は皮膚や腹壁の状態、排泄物の性状等により異なります。



二品系 器具 ツーピース

ノバ2 ミニフォールドアップ

ノバ2 フォールドアップ



閉鎖具内蔵

二品系 器具 ツーピース

ノバ2 イレオストミー



キャップ式排出口



ノバ2 ミニフォールドアップ



ノバ2 フォールドアップ



品名	ノバ2 ミニフォールドアップ	ノバ2 フォールドアップ	
ストーマ袋サイズ(mm)	225 × 128	265 × 148	
包装入数	10枚入	10枚入	
価格(非課税)	3,400円	3,700円	
フランジサイズ	製品番号		
	肌色	透明	肌色
36mm	1219-36	1216-36	1215-36
43mm	1219-43	1216-43	1215-43
55mm	1219-55	1216-55	1215-55
70mm		1216-70	1215-70

コロストミー/イレオストミー用ストーマ袋



さらなる安心感 別売品 詳しくはP76



ダンサックベルト
 価格 770円(税込) サイズ:100cm
 白 :製品番号:09000-0000
 肌色 :製品番号:090-02

品名	ノバ2 イレオストミー	
ストーマ袋サイズ(mm)	294 × 155	
クランプ	1個入	
包装入数	10枚入	
価格(非課税)	5,500円	
フランジサイズ	製品番号	
	透明	肌色
43mm	1208-43	1207-43
55mm	1208-55	1207-55
70mm	1208-70	1207-70

イレオストミー用ストーマ袋



さらなる安心感 別売品 詳しくはP76



ダンサックベルト
 価格 770円(税込) サイズ:100cm
 白 :製品番号:09000-0000
 肌色 :製品番号:090-02

二品系器具ツーピース
ノバライフ2 ウロストミー



タップ式
タッグ式排出口

二品系器具ツーピース
ノバ2 ウロストミー



ウロ用
コック式排出口



品名	ノバライフ2 ウロストミー	
ストーマ袋サイズ(mm)	249 × 163	
包装入数	10枚入※1	
価格(非課税)	5,900円	
フランジサイズ	製品番号	
	透明	肌色
■ 36mm	1418-36	
■ 43mm	1418-43	1417-43
■ 55mm	1418-55	1417-55

ウロストミー用ストーマ袋
※1 アダプター 3個付




さらなる安心感 別売品 詳しくはP76

ダンサックベルト 価格 770円(税込) サイズ:100cm
白:製品番号:09000-0000 肌色:製品番号:090-02



より安全・確実になったタップ式排出口

- ・目で見て触って開閉の確認ができる排出マークつき
- ・やさしい触り心地
- ・排出時に尿の流量を調節可能なので安心
- ・安心なキャップつき
- ・ドレインチューブアダプターを使用すると蓄尿バッグへの接続が簡単



スリム・プロファイル

ポスチャーシールとふくらみ防止構造によってストーマ袋のふくらみを大幅に軽減

品名	ノバ2 ウロストミー	
ストーマ袋サイズ(mm)	245 × 150	
包装入数	10枚入※1	
価格(非課税)	6,100円	
フランジサイズ	製品番号	
	透明	肌色
■ 36mm	1218-36	1217-36
■ 43mm	1218-43	1217-43
■ 55mm	1218-55	1217-55

ウロストミー用ストーマ袋
※1 アダプター1個、キャップ10個付。



さらなる安心感 別売品 詳しくはP76

ダンサックベルト 価格 770円(税込) サイズ:100cm
白:製品番号:09000-0000 肌色:製品番号:090-02



目(排出マーク)と手で閉鎖確認可能



Stoma
Skin
Soul

アクセサリ

Dansac Accessories

Protect supporting
stoma and skin care



ストーマ周囲皮膚や腹壁の状態に合わせて、しわやくぼみを補正する皮膚保護剤、装具交換時に便利なティッシュ消臭液など、ストーマ造設者に、より快適な生活を送っていただけるようなアクセサリをそろえました。

用手成形皮膚保護剤 トレイ TREシール

比類なき3つの特性を持つ
次世代型皮膚保護剤。

POINT

- 初期タック、粘着力、耐久性に優れた用手成形皮膚保護剤です。
- 赤ちゃんのおむつにも使用されている吸水素材を採用しているため、お肌の水分量バランスを正常に保ちます。
- 万が一排泄物の潜り込みが発生しても、皮膚障害が起こりにくい即効性のpH緩衝作用があります。

個別包装で携帯に便利



お求めやすい3枚入り



品名	TREシール 98mm
価格	2,244円(税込)
包装	3枚/箱
規格	厚さ2.3mm×外径98mm×内径18mm
製品番号	072-98

皮膚保護剤成分：フルイドPIB/液体PIB/ポリエチレン繊維(PEファイバー)/カルボキシビニルポリマー(カルボマー)/ポリアクリル酸ナトリウム

48mmサイズは
1枚貼りが可能



品名	TREシール 48mm(リングタイプ)
価格	3,740円(税込)
包装	10枚/箱
規格	厚さ2.3mm×外径48mm×内径18mm
製品番号	072-48

皮膚保護剤成分：フルイドPIB/液体PIB/ポリエチレン繊維(PEファイバー)/カルボキシビニルポリマー(カルボマー)/ポリアクリル酸ナトリウム

リング状皮膚保護剤 GXトラシール

お肌にやさしいGX親水性皮膚保護剤を使用した、リング状皮膚保護剤。

POINT

- 弱酸性のお肌に非常に近いpH値5.2になるように設計しています。

品名	GXトラシール	品名	GXトラシール 10枚入
価格	11,220円(税込)	価格	4,070円(税込)
包装	30枚/箱	包装	10枚/箱
厚さ	2.5mm	厚さ	2.5mm
製品番号	内径 20mm 725-20/30	製品番号	内径 20mm 725-20/10
	内径 30mm 725-30/30		内径 30mm 725-30/10
	内径 40mm 725-40/30		内径 40mm 725-40/10
	内径 50mm 725-50/30		内径 50mm 725-50/10



面板外周部用シール ダンサック バリアエクステンダー

面板外周部のはがれや浮きが気になる部分に
使用することで漏れを防ぎます。

POINT

- お肌に優しい「ハイドロコロイド」素材のシールです。
- コンパクトなサイズで必要な部分にのみ貼ることができます。

品名	ダンサック バリアエクステンダー
価格	2,805円(税込)
包装	30枚/箱
規格	長さ12.8cm×幅4.0cm
製品番号	075-30



練状皮膚保護剤 ソフトペースト

ストーマ周囲の皮膚のしわやくぼみに
密着して排泄物の漏れを防ぎます。

POINT

- 皮膚保護剤下での漏れを軽減しお肌を保護します。
- 乾燥した皮膚へ、または皮膚保護剤へ直接貼付することが可能です。
- より多くの保護素材が必要な場合に、TREシールまたはGXトラシールと一緒に使用が可能です。

品名	ソフトペースト
価格	2,200円(税込)
包装	1本/箱
容量	50g
製品番号	77550-0

※アルコール含有



消臭液

ダンサック
消臭液ノドールS

ストーマ袋の交換時や排出時に
排泄物から生じる臭いを中和する消臭液。

POINT

- 排泄物のおいを効果的に中和する、無臭・無色の消臭液です。
- 食べ物や個人差によって効果が異なる場合がありますので、必要に応じて滴下量を増やしてください。
- ボトルタイプで、50mlと250mlがあります。



品名	ダンサック消臭液ノドールS (50ml)
価格	2,750円(税込)
包装	1本/箱
容量	50ml
製品番号	080-00
品名	ダンサック消臭液ノドールS (250ml)
価格	8,250円(税込)
包装	1本/箱
容量	250ml
製品番号	080-01

※本製品のサンプル提供はいたしておりません。


清拭用品

スキンティッシュ

ストーマ周囲の皮膚を
清潔にするためのティッシュ。

POINT

1枚ずつパックになっており外出や旅行に最適です。



品名	スキンティッシュ
価格	3,080円(税込)
包装	50枚/箱
製品番号	71000-0000
主な成分	精製水/エタノール(10%)/亜麻仁油(1%)/香料

閉鎖具

クランプ

閉鎖具

ソフトワイヤータイ

POINT

ハサミのようにストーマ袋のすそを
挟んで閉鎖します。



品名	クランプ
価格	2,613円(税込)
包装	25個/箱
製品番号	092-00

POINT

ストーマ袋のすそに貼り、ソフトワイヤータイに4回巻き付け、左右のワイヤーを折り曲げて閉鎖します。

※ドレインタイプの製品には付属品として入っていますが、一部の製品には入っていないので、ご注意ください。



品名	ソフトワイヤータイ
価格	1,705円(税込)
包装	50本/箱
製品番号	095-02

廃液貯留袋

ドレインネージバッグ

POINT

- 夜間用として最適な採尿バッグです。
- 安心な2,000mlの大容量です。
- アダプターを使用せずに、直接ダンサックウロストミーストーマ袋に接続できます。
- 尿が逆戻りしない逆流防止弁付きです。

※本製品のサンプル提供はいたしておりません。

品名	ドレインネージバッグ
価格	7,700円(税込)
包装	10枚入
サイズ	295mm×210mm
容量	2,000ml
製品番号	420-00



接続管

ドレインチューブアダプター

POINT

ダンサックウロストミーストーマ袋と一般的な採尿バッグを接続するアダプターです。

※ダンサックのドレインネージバッグをご使用の際は不要です

品名	ドレインチューブアダプター
価格	4,950円(税込)
包装	10個入
製品番号	400-50



ベルト ダンサックベルト

ベルトの使用により、
ストーマ袋の装着をさらに安定させます。

POINT

- ストーマ袋の装着をさらに安定させます。
- ベルトプレートや、ストーマ袋に付いているベルトタブに掛けて使用します。
- ベルトの色は白と肌色の2種類で長さは100cmです。

品名	ダンサックベルト
価格	770円(税込)
長さ	100cm
製品番号	白 09000-0000
	肌色 090-02

※本製品のサンプル提供はいたしていません。



ベルト ベルトパック85・48mm (ワンピース用)

ベルトとベルトプレートをセットにした
ワンピース用のベルトパックでさらに安心。

POINT

- ワンピースのストーマ袋に装着し、装具を安定させます。
- ベルトプレートは内径85mmと内径48mmの2種類があります。



品名	ベルトパック85mm
価格	1,760円(税込)
内容	ベルトプレート5枚/ベルト1本(白)
製品番号	09075-0000
適応製品	ノバ1 フォールドアップ P39
	ノバ1 フォールドアップ X3 フリーカット P40
	ノバ1 イレオストミー P43
	ノバ1 ウロストミー X3 P49

※本製品のサンプル提供はいたしていません。



品名	ベルトパック48mm
価格	1,760円(税込)
内容	ベルトプレート5枚/ベルト1本(肌色)
製品番号	09076-0000
適応製品	ノバ1 フォールドアップ X3 プレカット P40
	ノバ1 フォールドアップ X5 P41
	ノバ1 イレオストミー X5 P44

※本製品のサンプル提供はいたしていません。

Index 製品一覧 [装具]

ストーマの種類	装具の種類	製品名称	規格	貼付日数目安	製品番号			標準価格(非課税)	ページ	備考	
					透明	肌色	あしこ				
コロストミー イレオストミー	単品系	ノバライフ1 TRE ミニ	フリーカット	15-38×50mm (タテ×ヨコ)	~5日	3026-15/10	3025-15/10	○	6,000	P32	
		ノバライフ1 TRE	フリーカット	15-55×70mm (タテ×ヨコ)	~5日	3024-15/10	3023-15/10	○	6,300	P32	
			プレカット	25mm	~5日	3024-25/10	3023-25/10	○	6,300		
				30mm	~5日	3024-30/10	3023-30/10	○	6,300		
				35mm	~5日	3024-35/10	3023-35/10	○	6,300		
				40mm	~5日	3024-40/10	3023-40/10	○	6,300		
		ノバライフ1 TRE マキシ	フリーカット	15-55×70mm (タテ×ヨコ)	~5日	3018-15	3017-15	○	6,300	P32	
			プレカット	15-70×90mm (タテ×ヨコ)	~5日	3016-15	3015-15	○	7,200		
				25mm	~5日	3018-25	3017-25	○	6,300		
		ノバライフ1 TRE フィット	フリーカット	15-24mm	~6日	3082-24	3081-24	○	9,500	P33	
				15-34mm	~6日	3082-34	3081-34	○	9,500		
			プレカット	25mm	~6日	3082-25	3081-25	○	9,500		
				30mm	~6日	3082-30	3081-30	○	9,500		
				35mm	~6日	3082-35	3081-35	○	9,500		
				40mm	~6日	3082-40	3081-40	○	9,500		
		ノバライフ1 TRE フィット マキシ	フリーカット	15-34mm	~6日	3084-34	3083-34	○	9,500	P33	
				15-44mm	~6日	3082-44	3081-44	○	9,500		
				15-54mm	~6日	3082-54	3081-54	○	9,500		
			プレカット	25mm	~6日	3084-25	3083-25	○	9,500		
				30mm	~6日	3084-30	3083-30	○	9,500		
35mm	~6日			3084-35	3083-35	○	9,500				
40mm	~6日			3082-40	3081-40	○	9,500				
45mm	~6日			3082-45	3081-45	○	9,500				
ノバライフ1 TRE コンベックス ミニ	フリーカット			15-24mm	~6日	3042-24	3041-24	○	9,900		P34
ノバライフ1 TRE コンベックス	フリーカット			15-24mm	~6日	3046-24	3045-24	○	9,900		P34
		15-37mm	~6日	3042-37	3041-37	○	9,900				
		15-46mm	~6日	3042-46	3041-46	○	9,900				
	プレカット	25mm	~6日	3046-25	3045-25	○	9,900				
		30mm	~6日	3042-30	3041-30	○	9,900				
		35mm	~6日	3042-35	3041-35	○	9,900				
ノバライフ1 TRE コンベックス マキシ	フリーカット	15-59mm	~6日	3042-59	3041-59	○	9,900	P34			
ノバライフ1 ミニ	フリーカット	10-38×50mm	1-3日	926-10/10	925-10/10	○	5,600	P35			
ノバライフ1	プレカット	フリーカット	10-55×70mm	1-3日	924-10/10	923-10/10	○	6,100	P35		
		25mm	1-3日	924-25/10	923-25/10	○	6,100				
		30mm	1-3日	924-30/10	923-30/10	○	6,100				
		35mm	1-3日	924-35/10	923-35/10	○	6,100				
		40mm	1-3日	924-40/10	923-40/10	○	6,100				
45mm	1-3日	924-45/10	—	○	6,100						

Index 製品一覧 [装具]

ストーマの種類	装具の種類	製品名称	規格	貼付日数目安	製品番号			標準価格 (非課税)	ページ	備考						
					透明	肌色	あしん感									
コロストミー イレオストミー	単品系	ノバライフ1 マキシ	フリーカット	10-70×90mm	1-3日	916-10/10	915-10/10		7,100	P35						
			プレカット	25mm	1-3日	916-25/10	—		7,100							
				30mm	1-3日	916-30/10	915-30/10		7,100							
				35mm	1-3日	916-35/10	915-35/10		7,100							
		ノバライフ1 フィット	フリーカット	15-24mm	1-4日	982-24	981-24	○	8,700	P36						
			プレカット	15-34mm	1-4日	982-34	981-34	○	8,700							
				25mm	1-4日	982-25	981-25	○	8,700							
				30mm	1-4日	982-30	981-30	○	8,700							
		ノバライフ1 フィット マキシ	フリーカット	15-24mm	1-4日	984-24	983-24	○	8,700	P36						
			プレカット	15-34mm	1-4日	984-34	983-34	○	8,700							
				15-44mm	1-4日	982-44	981-44	○	8,700							
				15-54mm	1-4日	982-54	981-54	○	8,700							
		ノバライフ1 コンベックス ミニ	フリーカット	10-24mm	1-4日	942-24	—		9,300	P37						
			プレカット	20mm 最大有効径24mm	1-4日	942-20	—		9,300							
				25mm	1-4日	942-25	941-25		9,300							
				ノバライフ1 コンベックス	フリーカット	10-37mm	1-4日	942-37	941-37				9,300	P37		
		プレカット	10-46mm	1-4日	942-46	941-46		9,300								
			30mm 最大有効径37mm	1-4日	942-30	941-30		9,300								
			35mm	1-4日	942-35	941-35		9,300								
		ノバライフ1 コンベックス	フリーカット	40mm 最大有効径46mm	1-4日	942-40	941-40		9,300	P37						
			プレカット	45mm	1-4日	942-45	941-45		9,300							
				ノバライフ1 コンベックス マキシ	フリーカット	10-59mm	1-4日	942-59	941-59				9,300	P37		
				プレカット	50mm 最大有効径59mm	1-4日	942-50	941-50				9,300				
		コロストミー	単品系	ノバライフ1 ミニクローズ	フリーカット	10-38×50mm	1-3日	—	903-10/10		4,000	P38				
プレカット	25mm				1-3日	—	903-25/10		4,000							
	30mm				1-3日	—	903-30/10		4,000							
	35mm				1-3日	—	903-35/10		4,000							
ノバライフ1 クローズ	フリーカット			10-55×70mm	1-3日	902-10/10	901-10/10		4,000	P38						
	プレカット			25mm	1-3日	902-25/10	901-25/10		4,000							
				30mm	1-3日	902-30/10	901-30/10		4,000							
				35mm	1-3日	902-35/10	901-35/10		4,000							
				40mm	1-3日	902-40/10	901-40/10		4,000							
	ノバライフ1 クローズ			プレカット	45mm	1-3日	902-45/10	901-45/10				4,000				
					ノバ1 ミニ フォールドアップ	フリーカット	15-50mm	1-3日	826-15/10			825-15/10		5,000	P39	

ストーマの種類	装具の種類	製品名称	規格	貼付日数目安	製品番号		標準価格 (非課税)	ページ	備考	
					透明	肌色				
コロストミー イレオストミー	単品系	ノバ1 フォールドアップ	フリーカット	15-60mm	1-3日	824-15/10	823-15/10	5,600	P39	
			プレカット	25mm	1-3日	824-25/10	823-25/10	5,600		
				30mm	1-3日	824-30/10	823-30/10	5,600		
				35mm	1-3日	824-35/10	823-35/10	5,600		
				40mm	1-3日	824-40/10	823-40/10	5,600		
				45mm	1-3日	824-45/10	—	5,600		
		ノバ1 マキシ フォールドアップ	フリーカット	15-90mm	1-3日	816-15	—	8,200	P39	
		ノバ1 フォールドアップ X3	フリーカット	15-46mm	1-4日	862-15	861-15	8,500	P40	リング状皮膚 保護剤内蔵
			プレカット	25mm	1-4日	862-25	861-25	8,500		
				30mm	1-4日	862-30	861-30	8,500		
				35mm	1-4日	862-35	861-35	8,500		
				40mm	1-4日	862-40	—	8,500		
		45mm	1-4日	862-45	—	8,500				
		ノバ1 フォールドアップ X5	プレカット	25mm	1-5日	882-25	881-25	9,000	P41	最大7mm 指で伸ばせます リング状皮膚 保護剤内蔵
				30mm	1-5日	882-30	881-30	9,000		
				35mm	1-5日	882-35	881-35	9,000		
				40mm	1-5日	882-40	—	9,000		
				45mm	1-5日	882-45	—	9,000		
		ノバ1 フォールドアップ コンベックス	フリーカット	15-24mm	1-4日	842-24	841-24	9,300	P42	
				15-37mm	1-4日	842-37	841-37	9,300		
				15-46mm	1-4日	842-46	841-46	9,300		
			プレカット	20mm	1-4日	842-20	841-20	9,300		
				25mm	1-4日	842-25	841-25	9,300		
				30mm	1-4日	842-30	841-30	9,300		
35mm	1-4日	842-35	841-35	9,300						
ノバ1 イレオストミー	フリーカット	20-60mm	1-3日	822-20/5	—	3,500	P43	5枚入り キャップ式排出口		
ノバ1 イレオストミー X5	プレカット	25mm	1-4日	820-25	—	9,000	P44	最大7mm 指で伸ばせます キャップ式排出口		
		30mm	1-4日	820-30	—	9,000				
		35mm	1-4日	820-35	—	9,000				
ノバ1 イレオストミー コンベックス	フリーカット	15-24mm	1-4日	810-24	—	4,600	P45	5枚入り キャップ式排出口		
		15-37mm	1-4日	810-37	—	4,600				
		15-46mm	1-4日	810-46	—	4,600				
		25mm	1-4日	810-25	—	4,600				
	プレカット	30mm	1-4日	810-30	—	4,600				
		35mm	1-4日	810-35	—	4,600				
		40mm	1-4日	810-40	—	4,600				
		ノバライフ1 TRE ウロストミー	フリーカット	15-55×70mm (タテ×ヨコ)	~3日	3492-15			3491-15	8,000
25-55×70mm (タテ×ヨコ)	~3日	3492-25	—	8,000						
ノバライフ1 TRE ウロストミー フィット	フリーカット	15-24mm	~4日	3496-24	—	11,000	P47	タップ式排出口		
		15-34mm	~4日	3496-34	—	11,000				

Index 製品一覧 [装具]

ストーマの種類	装具の種類	製品名称	規格		貼付 日数 目安	製品番号		標準 価格 (非課税)	ページ	備考			
						透明	肌色						
ウロストミー	単品系	ノバライフ1 TRE ウロストミー フィット	フリー カット	15-44mm	~4日	3496-44	—	11,000	P47	タップ式排出口			
			プレ カット	25mm	~4日	3496-25	—	11,000					
				30mm	~4日	3496-30	—	11,000					
		ノバライフ1 TRE ウロストミー コンベックス	フリー カット	15-24mm	~4日	3494-24	—	11,000	P48	タップ式排出口			
				30-37mm	~4日	3494-30	—	11,000					
				15-37mm	~4日	3494-37	—	11,000					
			15-46mm	~4日	3494-46	—	11,000						
		ノバ1 ウロストミー X3	フリー カット	12-46mm	1-3日	892-12	—	8,500	P49	リング状皮膚 保護剤内蔵			
			プレ カット	20mm	1-3日	892-20	—	8,500		最大5mm 指で伸ばせます リング状皮膚 保護剤内蔵			
				25mm	1-3日	892-25	—	8,500					
		ノバ1 ウロストミー コンベックス	フリー カット	15-24mm	1-3日	894-24	—	9,800	P50				
				15-37mm	1-3日	894-37	—	9,800					
			プレ カット	20mm	1-3日	894-20	—	9,800					
		ノバ1 ウロストミー コンベックス	プレ カット	25mm	1-3日	894-25	—	9,800	P50				
				30mm	1-3日	894-30	—	9,800					
				30mm	1-3日	894-30	—	9,800					
		小児用		ノバ1 インファント ドレイン	フリー カット	0-40mm	1-2日	818-00/10	—	4,000	P51	フィルターなし	
					10-40mm	1-2日	818-10/10	—	4,000				
		コロストミー		ノバ1 ミニキャップ	プレ カット	30mm	1時間 -2日	—	829-30/10	2,600	P52		
						40mm	1時間 -2日	—	829-40/10	2,600			
						50mm	1時間 -2日	—	829-50/10	2,600			
		コロストミー イレオストミー ウロストミー	二品系 面板	ノバライフ2 TRE リング	フランジ 36mm	フリー カット	15-28mm	~5日	3136-15	4,350	P56		
					フランジ 43mm	フリー カット	15-35mm	~5日	3143-15	4,350			
						プレ カット	25mm	~5日	3143-25	4,350			
フランジ 55mm	フリー カット				30mm	~5日	3143-30	4,350					
	プレ カット				15-47mm	~5日	3155-15	4,350					
フランジ 70mm	フリー カット				15-47mm	~5日	3155-15	4,350					
	プレ カット				35mm	~5日	3155-35	4,350					
ノバライフ2 TRE フィット リング	フランジ 43mm				フリー カット	15-62mm	~5日	3170-15	4,350	P57			
	フランジ 55mm				フリー カット	15-25mm	~6日	3343-15	4,550				
					プレ カット	25mm	~6日	3343-25	4,550				
	フランジ 70mm				フリー カット	15-38mm	~6日	3355-15	4,550				
					プレ カット	30mm	~6日	3355-30	4,550				
	35mm			~6日	3355-35	4,550							
ノバライフ2 TRE コンベックス リング	フランジ 36mm			フリー カット	15-52mm	~6日	3370-15	4,550	P58				
	フランジ 43mm			フリー カット	15-23mm	~6日	3236-15	5,250					
				プレ カット	15-30mm	~6日	3243-15	5,250					
	30mm			~6日	3243-30	5,250							

ストーマの種類	装具の種類	製品名称	規格		貼付 日数 目安	製品番号		標準 価格 (非課税)	ページ	備考
						透明	肌色			
コロストミー イレオストミー ウロストミー	二品系 面板	ノバライフ2 TRE コンベックス リング	フランジ 55mm	フリー カット	15-42mm	~6日	3255-15	5,250	P58	
			フランジ 70mm	プレ カット	35mm	~6日	3255-35	5,250		
				40mm	~6日	3255-40	5,250			
		ノバライフ2 リング	フランジ 36mm	フリー カット	10-28mm	1-4日	1736-10	3,900	P59	
			フランジ 43mm	プレ カット	20mm	1-4日	1736-20	3,900		
				25mm	1-4日	1736-25	3,900			
			フランジ 55mm	フリー カット	10-35mm	1-4日	1743-10	3,900		
				プレ カット	25mm	1-4日	1743-25	3,900		
			フランジ 70mm	フリー カット	30mm	1-4日	1743-30	3,900		
				プレ カット	10-47mm	1-4日	1755-10	3,900		
			フランジ 36mm	フリー カット	10-47mm	1-4日	1755-10	3,900		
				プレ カット	35mm	1-4日	1755-35	3,900		
			フランジ 43mm	フリー カット	40mm	1-4日	1755-40	3,900		
				プレ カット	10-62mm	1-4日	1770-10	3,900		
			フランジ 55mm	フリー カット	45mm	1-4日	1770-45	3,900		
		プレ カット		50mm	1-4日	1770-50	3,900			
		ノバライフ2 コンベックス リング	フランジ 36mm	フリー カット	10-23mm	1-4日	1936-10	4,650	P60	
			フランジ 43mm	プレ カット	20mm	1-4日	1936-20	4,650		
				23mm	1-4日	1936-23	4,650			
			フランジ 55mm	フリー カット	10-30mm	1-4日	1943-10	4,650		
				プレ カット	25mm	1-4日	1943-25	4,650		
			30mm	1-4日	1943-30	4,650				
		フランジ 70mm	フリー カット	10-42mm	1-4日	1955-10	4,650			
		フランジ 55mm	プレ カット	35mm 最大有効径 42mm	1-4日	1955-35	4,650			
40mm	1-4日		1955-40	4,650						
フランジ 70mm	フリー カット	10-59mm	1-4日	1970-10	4,650					
	プレ カット	40mm 最大有効径 59mm	1-4日	1970-40	4,650					
45mm 最大有効径 59mm	1-4日	1970-45	4,650							
ノバライフ2 ミニオープン	フランジ 36mm		1320-36/10	1319-36/10	3,800	P61				
	フランジ 43mm		1320-43/10	1319-43/10	3,800					
	フランジ 55mm		1320-55/10	1319-55/10	3,800					
	ノバライフ2 オープン	フランジ 36mm		1316-36/10	1315-36/10	4,100	P61			
		フランジ 43mm		1316-43/10	1315-43/10	4,100				
		フランジ 55mm		1316-55/10	1315-55/10	4,100				
フランジ 70mm			1316-70/10	1315-70/10	4,100					
ノバライフ2 マキシ オープン	フランジ 43mm		1322-43/10	1321-43/10	4,400	P61				
	フランジ 55mm		1322-55/10	1321-55/10	4,400					
	フランジ 70mm		1322-70/10	1321-70/10	4,400					
ノバライフ2 ミニクローズ	フランジ 36mm		—	1303-36/10	2,700	P61				
	フランジ 43mm		—	1303-43/10	2,700					

ストーマの種類	器具の種類	製品名称	規格		貼付日数目安	製品番号		標準価格 (非課税)	ページ	備考	
						透明	肌色				
コロストミー	二品系 ストーマ袋	ノバライフ2 ミニクローズ	フランジ 55mm			—	1303-55/10	2,700	P61		
		ノバライフ2 クローズ	フランジ 36mm			—	1301-36/10	2,700	P61		
			フランジ 43mm			1302-43/10	1301-43/10	2,700			
			フランジ 55mm			1302-55/10	1301-55/10	2,700			
コロストミー イレオストミー ウロストミー	二品系 面 板	ノバ2 リング	フランジ 36mm	フリー カット	12-28mm	1-4日	1136-12	3,900	P62		
					15-28mm	1-4日	1136-15	3,900			
				プレ カット	20mm	1-4日	1136-20	3,900			
					25mm	1-4日	1136-25	3,900			
			フランジ 43mm	フリー カット	15-35mm	1-4日	1143-15	3,900			
					25mm	1-4日	1143-25	3,900			
				プレ カット	30mm	1-4日	1143-30	3,900			
					30mm	1-4日	1143-30	3,900			
			フランジ 55mm	フリー カット	15-47mm	1-4日	1155-15	3,900			
					35mm	1-4日	1155-35	3,900			
				プレ カット	40mm	1-4日	1155-40	3,900			
					40mm	1-4日	1155-40	3,900			
		フランジ 70mm	フリー カット	15-62mm	1-4日	1170-15	3,900				
				15-62mm	1-4日	1170-15	3,900				
			プレ カット	15-62mm	1-4日	1170-15	3,900				
				15-62mm	1-4日	1170-15	3,900				
		ノバ2 X3 リング	フランジ 43mm	フリー カット	15-30mm	1-4日	1343-15	4,000	P63	リング状皮膚保護剤内蔵 最大5mm指で伸ばせます リング状皮膚保護剤内蔵	
				プレ カット	25mm	1-4日	1343-25	4,000			
			フランジ 55mm	フリー カット	15-42mm	1-4日	1355-15	4,000			
				プレ カット	32mm	1-4日	1355-32	4,000			
			フランジ 55mm	フリー カット	35mm	1-4日	1355-35	4,000			
				プレ カット	35mm	1-4日	1355-35	4,000			
		ノバ2 X5 リング	フランジ 43mm	プレ カット	18mm	1-5日	1443-18	4,250	P64	最大7mm 指で伸ばせます リング状皮膚 保護剤内蔵	
					21mm	1-5日	1443-21	4,250			
					25mm	1-5日	1443-25	4,250			
					28mm	1-5日	1443-28	4,250			
			フランジ 55mm	プレ カット	32mm	1-5日	1455-32	4,250			
					35mm	1-5日	1455-35	4,250			
38mm	1-5日				1455-38	4,250					
38mm	1-5日				1455-38	4,250					
ノバ2 コンベックス リング	フランジ 36mm		プレ カット	15-23mm	1-4日	1536-15	4,600	P65			
				20mm	1-4日	1536-20	4,600				
	フランジ 43mm		フリー カット	15-30mm	1-4日	1543-15	4,600				
				25mm	1-4日	1543-25	4,600				
	フランジ 43mm	プレ カット	30mm	1-4日	1543-30	4,600					
			30mm	1-4日	1543-30	4,600					
	フランジ 55mm	フリー カット	15-42mm	1-4日	1555-15	4,600					
			35mm	1-4日	1555-35	4,600					
		フランジ 55mm	プレ カット	40mm	1-4日	1555-40	4,600				
				40mm	1-4日	1555-40	4,600				
コロストミー イレオストミー	二品系 ストーマ袋	ノバ2 ミニフォルドアップ	フランジ 36mm			—	1219-36	3,400	P66		
			フランジ 43mm			—	1219-43	3,400			
			フランジ 55mm			—	1219-55	3,400			
		ノバ2 フォールドアップ	フランジ 36mm			1216-36	1215-36	3,700	P66		

ストーマの種類	器具の種類	製品名称	規格		貼付日数目安	製品番号		標準価格 (非課税)	ページ	備考
						透明	肌色			
コロストミー イレオストミー		ノバ2 フォールドアップ	フランジ 43mm			1216-43	1215-43	3,700	P66	
			フランジ 55mm			1216-55	1215-55	3,700		
			フランジ 70mm			1216-70	1215-70	3,700		
イレオストミー	二品系 ストーマ袋	ノバ2 イレオストミー	フランジ 43mm			1208-43	1207-43	5,500	P67	キャップ式 排出口
			フランジ 55mm			1208-55	1207-55	5,500		
			フランジ 70mm			1208-70	1207-70	5,500		
ウロストミー	二品系 ストーマ袋	ノバライフ2 ウロストミー	フランジ 36mm			1418-36	—	5,900	P68	タップ式 排出口
			フランジ 43mm			1418-43	1417-43	5,900		
			フランジ 55mm			1418-55	1417-55	5,900		
		ノバ2 ウロストミー	フランジ 36mm			1218-36	1217-36	6,100	P69	
			フランジ 43mm			1218-43	1217-43	6,100		
			フランジ 55mm			1218-55	1217-55	6,100		

製品一覧 [アクセサリ]

本カタログでは、税抜価格に10%を乗じて、小数点第一位を四捨五入した金額を税込価格としています。
小数点以下の取扱は販売店により異なるため、実際の税込価格と異なる場合があります。

種類	製品名称	規格	製品番号	標準価格 (税込)	ページ	備考
用手成形皮膚保護剤	トレイ TREシール 98mm	厚さ2.3mm × 外径98mm × 内径18mm	072-98	2,244	P72	3枚入
	トレイ TREシール 48mm (リングタイプ)	厚さ2.3mm × 外径48mm × 内径18mm	072-48	3,740		10枚入
リング状皮膚保護剤	GXトラシール (30枚)	内径 20mm	725-20/30	11,220	P73	30枚入
		内径 30mm	725-30/30	11,220		
		内径 40mm	725-40/30	11,220		
		内径 50mm	725-50/30	11,220		
	GXトラシール (10枚)	内径 20mm	725-20/10	4,070	P73	10枚入
		内径 30mm	725-30/10	4,070		
		内径 40mm	725-40/10	4,070		
		内径 50mm	725-50/10	4,070		
面板外周部用シール	ダンサック バリアエクステンダー	長さ12.8cm × 幅4.0cm	075-30	2,805	P73	30枚入り
練状皮膚保護剤	ソフトペースト	50g	77550-0	2,200	P73	1本入
清拭用品	スキンティッシュ		71000-0000	3,080	P74	50枚入
消臭液	ダンサック 消臭液ノドールS	50ml	080-00	2,750	P74	1本入
		250ml	080-01	8,250		
閉鎖具	クランプ		092-00	2,613	P75	25個入
	ソフトワイヤータイ		095-02	1,705	P75	50本入
廃液貯留袋	ドレインネージバッグ	2000ml	420-00	7,700	P75	10枚入
接続管	ドレインチューブアダプター		400-50	4,950	P75	10個入
ベルト	ダンサックベルト	100cm (白)	09000-0000	770	P76	1本入
		100cm (肌色)	090-02	770		
	ベルトバック 85mm	ベルトプレート85mm 5枚/ベルト1本(白)	09075-0000	1,760	P76	
	ベルトバック 48mm	ベルトプレート48mm 5枚/ベルト1本(肌色)	09076-0000	1,760		

Index 製品番号順索引

製品番号	製品名称	規格	ページ
072-48	TRE シール	48mm (リングタイプ)	72
072-98	TRE シール	98mm	72
075-30	ダンサック バリアエクステンダー	長さ12.8cm×幅4.0cm, 30枚入	73
080-00	ダンサック消臭液ノドールS	50ml	74
080-01	ダンサック消臭液ノドールS	250ml	74
090-02	ダンサックベルト	肌色100cm	76
092-00	クランプ	25個入	75
095-02	ソフトワイヤータイ	50本入	75
400-50	ドレインチューブアダプター	10個入	75
420-00	ドレインネージバッグ	2,000ml, 10枚入	75
725-20/10	GX トラシール	内径20mm, 10枚入	73
725-20/30	GX トラシール	内径20mm, 30枚入	73
725-30/10	GX トラシール	内径30mm, 10枚入	73
725-30/30	GX トラシール	内径30mm, 30枚入	73
725-40/10	GX トラシール	内径40mm, 10枚入	73
725-40/30	GX トラシール	内径40mm, 30枚入	73
725-50/10	GX トラシール	内径50mm, 10枚入	73
725-50/30	GX トラシール	内径50mm, 30枚入	73
810-24	ノバ1 イレオストミー コンベックス	透明 フリーカット 15-24mm	45
810-25	ノバ1 イレオストミー コンベックス	透明 プレカット 25mm	45
810-30	ノバ1 イレオストミー コンベックス	透明 プレカット 30mm	45
810-35	ノバ1 イレオストミー コンベックス	透明 プレカット 35mm	45
810-37	ノバ1 イレオストミー コンベックス	透明 フリーカット 15-37mm	45
810-40	ノバ1 イレオストミー コンベックス	透明 プレカット 40mm	45
810-46	ノバ1 イレオストミー コンベックス	透明 フリーカット 15-46mm	45
816-15	ノバ1 マキシ フォールドアップ	透明 フリーカット 15-90mm	39
818-00/10	ノバ1 インファント ドレイン(小児用)	透明 フリーカット 0-40mm	51
818-10/10	ノバ1 インファント ドレイン(小児用)	透明 フリーカット 10-40mm	51
820-25	ノバ1 イレオストミー X5	透明 プレカット(自在孔) 25mm	44
820-30	ノバ1 イレオストミー X5	透明 プレカット(自在孔) 30mm	44
820-35	ノバ1 イレオストミー X5	透明 プレカット(自在孔) 35mm	44
822-20/5	ノバ1 イレオストミー	透明 フリーカット 20-60mm	43
823-15/10	ノバ1 フォールドアップ	肌色 フリーカット 15-60mm	39
823-25/10	ノバ1 フォールドアップ	肌色 プレカット 25mm	39
823-30/10	ノバ1 フォールドアップ	肌色 プレカット 30mm	39
823-35/10	ノバ1 フォールドアップ	肌色 プレカット 35mm	39
823-40/10	ノバ1 フォールドアップ	肌色 プレカット 40mm	39
824-15/10	ノバ1 フォールドアップ	透明 フリーカット 15-60mm	39
824-25/10	ノバ1 フォールドアップ	透明 プレカット 25mm	39
824-30/10	ノバ1 フォールドアップ	透明 プレカット 30mm	39
824-35/10	ノバ1 フォールドアップ	透明 プレカット 35mm	39
824-40/10	ノバ1 フォールドアップ	透明 プレカット 40mm	39
824-45/10	ノバ1 フォールドアップ	透明 プレカット 45mm	39
825-15/10	ノバ1 ミニフォールドアップ	肌色 フリーカット 15-50mm	39
826-15/10	ノバ1 ミニフォールドアップ	透明 フリーカット 15-50mm	39
829-30/10	ノバ1 ミニキャップ	肌色 プレカット 30mm	52
829-40/10	ノバ1 ミニキャップ	肌色 プレカット 40mm	52
829-50/10	ノバ1 ミニキャップ	肌色 プレカット 50mm	52
841-20	ノバ1 フォールドアップ コンベックス	肌色 プレカット 20mm	42
841-24	ノバ1 フォールドアップ コンベックス	肌色 フリーカット 15-24mm	42

製品番号	製品名称	規格	ページ
841-25	ノバ1 フォールドアップ コンベックス	肌色 プレカット 25mm	42
841-30	ノバ1 フォールドアップ コンベックス	肌色 プレカット 30mm	42
841-35	ノバ1 フォールドアップ コンベックス	肌色 プレカット 35mm	42
841-37	ノバ1 フォールドアップ コンベックス	肌色 フリーカット 15-37mm	42
841-46	ノバ1 フォールドアップ コンベックス	肌色 フリーカット 15-46mm	42
842-20	ノバ1 フォールドアップ コンベックス	透明 プレカット 20mm	42
842-24	ノバ1 フォールドアップ コンベックス	透明 フリーカット 15-24mm	42
842-25	ノバ1 フォールドアップ コンベックス	透明 プレカット 25mm	42
842-30	ノバ1 フォールドアップ コンベックス	透明 プレカット 30mm	42
842-35	ノバ1 フォールドアップ コンベックス	透明 プレカット 35mm	42
842-37	ノバ1 フォールドアップ コンベックス	透明 フリーカット 15-37mm	42
842-46	ノバ1 フォールドアップ コンベックス	透明 フリーカット 15-46mm	42
861-15	ノバ1 フォールドアップ X3	肌色 フリーカット 15-46mm	40
861-25	ノバ1 フォールドアップ X3	肌色 プレカット(自在孔) 25mm	40
861-30	ノバ1 フォールドアップ X3	肌色 プレカット(自在孔) 30mm	40
861-35	ノバ1 フォールドアップ X3	肌色 プレカット(自在孔) 35mm	40
862-15	ノバ1 フォールドアップ X3	透明 フリーカット 15-46mm	40
862-25	ノバ1 フォールドアップ X3	透明 プレカット(自在孔) 25mm	40
862-30	ノバ1 フォールドアップ X3	透明 プレカット(自在孔) 30mm	40
862-35	ノバ1 フォールドアップ X3	透明 プレカット(自在孔) 35mm	40
862-40	ノバ1 フォールドアップ X3	透明 プレカット(自在孔) 40mm	40
862-45	ノバ1 フォールドアップ X3	透明 プレカット(自在孔) 45mm	40
881-25	ノバ1 フォールドアップ X5	肌色 プレカット(自在孔) 25mm	41
881-30	ノバ1 フォールドアップ X5	肌色 プレカット(自在孔) 30mm	41
881-35	ノバ1 フォールドアップ X5	肌色 プレカット(自在孔) 35mm	41
882-25	ノバ1 フォールドアップ X5	透明 プレカット(自在孔) 25mm	41
882-30	ノバ1 フォールドアップ X5	透明 プレカット(自在孔) 30mm	41
882-35	ノバ1 フォールドアップ X5	透明 プレカット(自在孔) 35mm	41
882-40	ノバ1 フォールドアップ X5	透明 プレカット(自在孔) 40mm	41
882-45	ノバ1 フォールドアップ X5	透明 プレカット(自在孔) 45mm	41
892-12	ノバ1 ウロストミー X3	透明 フリーカット 12-46mm	49
892-20	ノバ1 ウロストミー X3	透明 プレカット(自在孔) 20mm	49
892-25	ノバ1 ウロストミー X3	透明 プレカット(自在孔) 25mm	49
892-30	ノバ1 ウロストミー X3	透明 プレカット(自在孔) 30mm	49
894-20	ノバ1 ウロストミー コンベックス	透明 プレカット 20mm	50
894-24	ノバ1 ウロストミー コンベックス	透明 フリーカット 15-24mm	50
894-25	ノバ1 ウロストミー コンベックス	透明 プレカット 25mm	50
894-30	ノバ1 ウロストミー コンベックス	透明 プレカット 30mm	50
894-37	ノバ1 ウロストミー コンベックス	透明 フリーカット 15-37mm	50
901-10/10	ノバライフ1 クローズ	肌色 フリーカット 10-55×70mm	38
901-25/10	ノバライフ1 クローズ	肌色 プレカット 25mm	38
901-30/10	ノバライフ1 クローズ	肌色 プレカット 30mm	38
901-35/10	ノバライフ1 クローズ	肌色 プレカット 35mm	38
901-40/10	ノバライフ1 クローズ	肌色 プレカット 40mm	38
901-45/10	ノバライフ1 クローズ	肌色 プレカット 45mm	38
902-10/10	ノバライフ1 クローズ	透明 フリーカット 10-55×70mm	38
902-25/10	ノバライフ1 クローズ	透明 プレカット 25mm	38
902-30/10	ノバライフ1 クローズ	透明 プレカット 30mm	38
902-35/10	ノバライフ1 クローズ	透明 プレカット 35mm	38
902-40/10	ノバライフ1 クローズ	透明 プレカット 40mm	38

Index 製品番号順索引

製品番号	製品名称	規格	ページ
902-45/10	ノバライフ1 クローズ	透明 プレカット 45mm	38
903-10/10	ノバライフ1 ミニクローズ	肌色 フリーカット 10-38×50mm	38
903-25/10	ノバライフ1 ミニクローズ	肌色 プレカット 25mm	38
903-30/10	ノバライフ1 ミニクローズ	肌色 プレカット 30mm	38
903-35/10	ノバライフ1 ミニクローズ	肌色 プレカット 35mm	38
915-10/10	ノバライフ1 マキシ	肌色 フリーカット 10-70×90mm	35
915-30/10	ノバライフ1 マキシ	肌色 プレカット 30mm	35
915-35/10	ノバライフ1 マキシ	肌色 プレカット 35mm	35
916-10/10	ノバライフ1 マキシ	透明 フリーカット 10-70×90mm	35
916-25/10	ノバライフ1 マキシ	透明 プレカット 25mm	35
916-30/10	ノバライフ1 マキシ	透明 プレカット 30mm	35
916-35/10	ノバライフ1 マキシ	透明 プレカット 35mm	35
923-10/10	ノバライフ1	肌色 フリーカット 10-55×70mm	35
923-25/10	ノバライフ1	肌色 プレカット 25mm	35
923-30/10	ノバライフ1	肌色 プレカット 30mm	35
923-35/10	ノバライフ1	肌色 プレカット 35mm	35
923-40/10	ノバライフ1	肌色 プレカット 40mm	35
924-10/10	ノバライフ1	透明 フリーカット 10-55×70mm	35
924-25/10	ノバライフ1	透明 プレカット 25mm	35
924-30/10	ノバライフ1	透明 プレカット 30mm	35
924-35/10	ノバライフ1	透明 プレカット 35mm	35
924-40/10	ノバライフ1	透明 プレカット 40mm	35
924-45/10	ノバライフ1	透明 プレカット 45mm	35
925-10/10	ノバライフ1 ミニ	肌色 フリーカット 10-38×50mm	35
926-10/10	ノバライフ1 ミニ	透明 フリーカット 10-38×50mm	35
941-25	ノバライフ1 コンベックス ミニ	肌色 プレカット 25mm	37
941-30	ノバライフ1 コンベックス	肌色 プレカット 30mm (～37mm)	37
941-35	ノバライフ1 コンベックス	肌色 プレカット 35mm	37
941-37	ノバライフ1 コンベックス	肌色 フリーカット 10-37mm	37
941-40	ノバライフ1 コンベックス	肌色 プレカット 40mm (～46mm)	37
941-45	ノバライフ1 コンベックス	肌色 プレカット 45mm	37
941-46	ノバライフ1 コンベックス	肌色 フリーカット 10-46mm	37
941-50	ノバライフ1 コンベックス マキシ	肌色 プレカット 50mm (～59mm)	37
941-59	ノバライフ1 コンベックス マキシ	肌色 フリーカット 10-59mm	37
942-20	ノバライフ1 コンベックス ミニ	透明 プレカット 20mm (～24mm)	37
942-24	ノバライフ1 コンベックス ミニ	透明 フリーカット 10-24mm	37
942-25	ノバライフ1 コンベックス ミニ	透明 プレカット 25mm	37
942-30	ノバライフ1 コンベックス	透明 プレカット 30mm (～37mm)	37
942-35	ノバライフ1 コンベックス	透明 プレカット 35mm	37
942-37	ノバライフ1 コンベックス	透明 フリーカット 10-37mm	37
942-40	ノバライフ1 コンベックス	透明 プレカット 40mm (～46mm)	37
942-45	ノバライフ1 コンベックス	透明 プレカット 45mm	37
942-46	ノバライフ1 コンベックス	透明 フリーカット 10-46mm	37
942-50	ノバライフ1 コンベックス マキシ	透明 プレカット 50mm (～59mm)	37
942-59	ノバライフ1 コンベックス マキシ	透明 フリーカット 10-59mm	37
981-24	ノバライフ1 フィット	肌色 (あんしん窓) フリーカット 15-24mm	36
981-25	ノバライフ1 フィット	肌色 (あんしん窓) プレカット 25mm	36
981-30	ノバライフ1 フィット	肌色 (あんしん窓) プレカット 30mm	36
981-34	ノバライフ1 フィット	肌色 (あんしん窓) フリーカット 15-34mm	36
981-35	ノバライフ1 フィット	肌色 (あんしん窓) プレカット 35mm	36

製品番号	製品名称	規格	ページ
981-40	ノバライフ1 フィット マキシ	肌色 (あんしん窓) プレカット 40mm	36
981-44	ノバライフ1 フィット マキシ	肌色 (あんしん窓) フリーカット 15-44mm	36
981-45	ノバライフ1 フィット マキシ	肌色 (あんしん窓) プレカット 45mm	36
981-54	ノバライフ1 フィット マキシ	肌色 (あんしん窓) フリーカット 15-54mm	36
982-24	ノバライフ1 フィット	透明 フリーカット 15-24mm	36
982-25	ノバライフ1 フィット	透明 プレカット 25mm	36
982-30	ノバライフ1 フィット	透明 プレカット 30mm	36
982-34	ノバライフ1 フィット	透明 フリーカット 15-34mm	36
982-35	ノバライフ1 フィット	透明 プレカット 35mm	36
982-40	ノバライフ1 フィット マキシ	透明 プレカット 40mm	36
982-44	ノバライフ1 フィット マキシ	透明 フリーカット 15-44mm	36
982-45	ノバライフ1 フィット マキシ	透明 プレカット 45mm	36
982-54	ノバライフ1 フィット マキシ	透明 フリーカット 15-54mm	36
983-24	ノバライフ1 フィット マキシ	肌色 (あんしん窓) フリーカット 15-24mm	36
983-25	ノバライフ1 フィット マキシ	肌色 (あんしん窓) プレカット 25mm	36
983-30	ノバライフ1 フィット マキシ	肌色 (あんしん窓) プレカット 30mm	36
983-34	ノバライフ1 フィット マキシ	肌色 (あんしん窓) フリーカット 15-34mm	36
983-35	ノバライフ1 フィット マキシ	肌色 (あんしん窓) プレカット 35mm	36
984-24	ノバライフ1 フィット マキシ	透明 フリーカット 15-24mm	36
984-25	ノバライフ1 フィット マキシ	透明 プレカット 25mm	36
984-30	ノバライフ1 フィット マキシ	透明 プレカット 30mm	36
984-34	ノバライフ1 フィット マキシ	透明 フリーカット 15-34mm	36
984-35	ノバライフ1 フィット マキシ	透明 プレカット 35mm	36
1136-12	ノバ 2 リング	36mm フランジ フリーカット 12-28mm	62
1136-15	ノバ 2 リング	36mm フランジ フリーカット 15-28mm	62
1136-20	ノバ 2 リング	36mm フランジ プレカット 20mm	62
1136-25	ノバ 2 リング	36mm フランジ プレカット 25mm	62
1143-15	ノバ 2 リング	43mm フランジ フリーカット 15-35mm	62
1143-25	ノバ 2 リング	43mm フランジ プレカット 25mm	62
1143-30	ノバ 2 リング	43mm フランジ プレカット 30mm	62
1155-15	ノバ 2 リング	55mm フランジ フリーカット 15-47mm	62
1155-35	ノバ 2 リング	55mm フランジ プレカット 35mm	62
1155-40	ノバ 2 リング	55mm フランジ プレカット 40mm	62
1170-15	ノバ 2 リング	70mm フランジ フリーカット 15-62mm	62
1207-43	ノバ 2 イレオストミー	43mm フランジ 肌色	67
1207-55	ノバ 2 イレオストミー	55mm フランジ 肌色	67
1207-70	ノバ 2 イレオストミー	70mm フランジ 肌色	67
1208-43	ノバ 2 イレオストミー	43mm フランジ 透明	67
1208-55	ノバ 2 イレオストミー	55mm フランジ 透明	67
1208-70	ノバ 2 イレオストミー	70mm フランジ 透明	67
1215-36	ノバ 2 フォールドアップ	36mm フランジ 肌色	66
1215-43	ノバ 2 フォールドアップ	43mm フランジ 肌色	66
1215-55	ノバ 2 フォールドアップ	55mm フランジ 肌色	66
1215-70	ノバ 2 フォールドアップ	70mm フランジ 肌色	66
1216-36	ノバ 2 フォールドアップ	36mm フランジ 透明	66
1216-43	ノバ 2 フォールドアップ	43mm フランジ 透明	66
1216-55	ノバ 2 フォールドアップ	55mm フランジ 透明	66
1216-70	ノバ 2 フォールドアップ	70mm フランジ 透明	66
1217-36	ノバ 2 ウロストミー	36mm フランジ 肌色	69
1217-43	ノバ 2 ウロストミー	43mm フランジ 肌色	69

Index 製品番号順索引

製品番号	製品名称	規格	ページ
1217-55	ノバ 2 ウロストミー	55mm フランジ 肌色	69
1218-36	ノバ 2 ウロストミー	36mm フランジ 透明	69
1218-43	ノバ 2 ウロストミー	43mm フランジ 透明	69
1218-55	ノバ 2 ウロストミー	55mm フランジ 透明	69
1219-36	ノバ 2 ミニフォルドアップ	36mm フランジ 肌色	66
1219-43	ノバ 2 ミニフォルドアップ	43mm フランジ 肌色	66
1219-55	ノバ 2 ミニフォルドアップ	55mm フランジ 肌色	66
1301-36/10	ノバライフ2 クローズ	36mm フランジ 肌色	61
1301-43/10	ノバライフ2 クローズ	43mm フランジ 肌色	61
1301-55/10	ノバライフ2 クローズ	55mm フランジ 肌色	61
1302-43/10	ノバライフ2 クローズ	43mm フランジ 透明	61
1302-55/10	ノバライフ2 クローズ	55mm フランジ 透明	61
1303-36/10	ノバライフ2 ミニクローズ	36mm フランジ 肌色	61
1303-43/10	ノバライフ2 ミニクローズ	43mm フランジ 肌色	61
1303-55/10	ノバライフ2 ミニクローズ	55mm フランジ 肌色	61
1315-36/10	ノバライフ2 オープン	36mm フランジ 肌色	61
1315-43/10	ノバライフ2 オープン	43mm フランジ 肌色	61
1315-55/10	ノバライフ2 オープン	55mm フランジ 肌色	61
1315-70/10	ノバライフ2 オープン	70mm フランジ 肌色	61
1316-36/10	ノバライフ2 オープン	36mm フランジ 透明	61
1316-43/10	ノバライフ2 オープン	43mm フランジ 透明	61
1316-55/10	ノバライフ2 オープン	55mm フランジ 透明	61
1316-70/10	ノバライフ2 オープン	70mm フランジ 透明	61
1319-36/10	ノバライフ2 ミニオープン	36mm フランジ 肌色	61
1319-43/10	ノバライフ2 ミニオープン	43mm フランジ 肌色	61
1319-55/10	ノバライフ2 ミニオープン	55mm フランジ 肌色	61
1320-36/10	ノバライフ2 ミニオープン	36mm フランジ 透明	61
1320-43/10	ノバライフ2 ミニオープン	43mm フランジ 透明	61
1320-55/10	ノバライフ2 ミニオープン	55mm フランジ 透明	61
1321-43/10	ノバライフ2 マキシ オープン	43mm フランジ 肌色	61
1321-55/10	ノバライフ2 マキシ オープン	55mm フランジ 肌色	61
1321-70/10	ノバライフ2 マキシ オープン	70mm フランジ 肌色	61
1322-43/10	ノバライフ2 マキシ オープン	43mm フランジ 透明	61
1322-55/10	ノバライフ2 マキシ オープン	55mm フランジ 透明	61
1322-70/10	ノバライフ2 マキシ オープン	70mm フランジ 透明	61
1343-15	ノバ 2 X3 リング	43mm フランジ フリーカット 15-30mm	63
1343-25	ノバ 2 X3 リング	43mm フランジ プレカット(自在孔) 25mm	63
1355-15	ノバ 2 X3 リング	55mm フランジ フリーカット 15-42mm	63
1355-32	ノバ 2 X3 リング	55mm フランジ プレカット(自在孔) 32mm	63
1355-35	ノバ 2 X3 リング	55mm フランジ プレカット(自在孔) 35mm	63
1417-43	ノバライフ2 ウロストミー	43mm フランジ 肌色	68
1417-55	ノバライフ2 ウロストミー	55mm フランジ 肌色	68
1418-36	ノバライフ2 ウロストミー	36mm フランジ 透明	68
1418-43	ノバライフ2 ウロストミー	43mm フランジ 透明	68
1418-55	ノバライフ2 ウロストミー	55mm フランジ 透明	68
1443-18	ノバ 2 X5 リング	43mm フランジ プレカット(自在孔) 18mm	64
1443-21	ノバ 2 X5 リング	43mm フランジ プレカット(自在孔) 21mm	64
1443-25	ノバ 2 X5 リング	43mm フランジ プレカット(自在孔) 25mm	64
1443-28	ノバ 2 X5 リング	43mm フランジ プレカット(自在孔) 28mm	64
1455-32	ノバ 2 X5 リング	55mm フランジ プレカット(自在孔) 32mm	64

製品番号	製品名称	規格	ページ
1455-35	ノバ 2 X5 リング	55mm フランジ プレカット(自在孔) 35mm	64
1455-38	ノバ 2 X5 リング	55mm フランジ プレカット(自在孔) 38mm	64
1536-15	ノバ 2 コンベックス リング	36mm フランジ フリーカット 15-23mm	65
1536-20	ノバ 2 コンベックス リング	36mm フランジ プレカット 20mm	65
1536-23	ノバ 2 コンベックス リング	36mm フランジ プレカット 23mm	65
1543-15	ノバ 2 コンベックス リング	43mm フランジ フリーカット 15-30mm	65
1543-25	ノバ 2 コンベックス リング	43mm フランジ プレカット 25mm	65
1543-30	ノバ 2 コンベックス リング	43mm フランジ プレカット 30mm	65
1555-15	ノバ 2 コンベックス リング	55mm フランジ フリーカット 15-42mm	65
1555-35	ノバ 2 コンベックス リング	55mm フランジ プレカット 35mm	65
1555-40	ノバ 2 コンベックス リング	55mm フランジ プレカット 40mm	65
1736-10	ノバライフ2 リング	36mm フランジ フリーカット 10-28mm	59
1736-20	ノバライフ2 リング	36mm フランジ プレカット 20mm	59
1736-25	ノバライフ2 リング	36mm フランジ プレカット 25mm	59
1743-10	ノバライフ2 リング	43mm フランジ フリーカット 10-35mm	59
1743-25	ノバライフ2 リング	43mm フランジ プレカット 25mm	59
1743-30	ノバライフ2 リング	43mm フランジ プレカット 30mm	59
1755-10	ノバライフ2 リング	55mm フランジ フリーカット 10-47mm	59
1755-35	ノバライフ2 リング	55mm フランジ プレカット 35mm	59
1755-40	ノバライフ2 リング	55mm フランジ プレカット 40mm	59
1770-10	ノバライフ2 リング	70mm フランジ フリーカット 10-62mm	59
1770-45	ノバライフ2 リング	70mm フランジ プレカット 45mm	59
1770-50	ノバライフ2 リング	70mm フランジ プレカット 50mm	59
1936-10	ノバライフ2 コンベックス リング	36mm フランジ フリーカット 10-23mm	60
1936-20	ノバライフ2 コンベックス リング	36mm フランジ プレカット 20mm	60
1936-23	ノバライフ2 コンベックス リング	36mm フランジ プレカット 23mm	60
1943-10	ノバライフ2 コンベックス リング	43mm フランジ フリーカット 10-30mm	60
1943-25	ノバライフ2 コンベックス リング	43mm フランジ プレカット 25mm	60
1943-30	ノバライフ2 コンベックス リング	43mm フランジ プレカット 30mm	60
1955-10	ノバライフ2 コンベックス リング	55mm フランジ フリーカット 10-42mm	60
1955-35	ノバライフ2 コンベックス リング	55mm フランジ プレカット 35mm (~42mm)	60
1955-40	ノバライフ2 コンベックス リング	55mm フランジ プレカット 40mm	60
1970-10	ノバライフ2 コンベックス リング	70mm フランジ フリーカット 10-59mm	60
1970-40	ノバライフ2 コンベックス リング	70mm フランジ プレカット 40mm (~59mm)	60
1970-45	ノバライフ2 コンベックス リング	70mm フランジ プレカット 45mm (~59mm)	60
3015-15	ノバライフ1 TRE マキシ	肌色(あんしん窓) フリーカット 15-70×90mm	32
3016-15	ノバライフ1 TRE マキシ	透明 フリーカット 15-70×90mm	32
3017-15	ノバライフ1 TRE マキシ	肌色(あんしん窓) フリーカット 15-55×70mm	32
3017-25	ノバライフ1 TRE マキシ	肌色(あんしん窓) プレカット 25mm	32
3017-30	ノバライフ1 TRE マキシ	肌色(あんしん窓) プレカット 30mm	32
3018-15	ノバライフ1 TRE マキシ	透明 フリーカット 15-55×70mm	32
3018-25	ノバライフ1 TRE マキシ	透明 プレカット 25mm	32
3018-30	ノバライフ1 TRE マキシ	透明 プレカット 30mm	32
3023-15/10	ノバライフ1 TRE	肌色(あんしん窓) フリーカット 15-55×70mm	32
3023-25/10	ノバライフ1 TRE	肌色(あんしん窓) プレカット 25mm	32
3023-30/10	ノバライフ1 TRE	肌色(あんしん窓) プレカット 30mm	32
3023-35/10	ノバライフ1 TRE	肌色(あんしん窓) プレカット 35mm	32
3023-40/10	ノバライフ1 TRE	肌色(あんしん窓) プレカット 40mm	32
3024-15/10	ノバライフ1 TRE	透明 フリーカット 15-55×70mm	32
3024-25/10	ノバライフ1 TRE	透明 プレカット 25mm	32

Index 製品番号順索引

製品番号	製品名称	規格	ページ
3024-30/10	ノバライフ1 TRE	透明 プレカット 30mm	32
3024-35/10	ノバライフ1 TRE	透明 プレカット 35mm	32
3024-40/10	ノバライフ1 TRE	透明 プレカット 40mm	32
3024-45/10	ノバライフ1 TRE	透明 プレカット 45mm	32
3025-15/10	ノバライフ1 TRE ミニ	肌色 フリーカット 15-38×50mm	32
3026-15/10	ノバライフ1 TRE ミニ	透明 フリーカット 15-38×50mm	32
3041-24	ノバライフ1 TRE コンベックス ミニ	肌色 フリーカット 15-24mm	34
3041-30	ノバライフ1 TRE コンベックス	肌色(あんしん窓) プレカット 30mm(～37mm)	34
3041-35	ノバライフ1 TRE コンベックス	肌色(あんしん窓) プレカット 35mm	34
3041-37	ノバライフ1 TRE コンベックス	肌色(あんしん窓) フリーカット 15-37mm	34
3041-40	ノバライフ1 TRE コンベックス	肌色(あんしん窓) プレカット 40mm(～46mm)	34
3041-46	ノバライフ1 TRE コンベックス	肌色(あんしん窓) フリーカット 15-46mm	34
3041-59	ノバライフ1 TRE コンベックス マキシ	肌色(あんしん窓) フリーカット 15-59mm	34
3042-24	ノバライフ1 TRE コンベックス ミニ	透明 フリーカット 15-24mm	34
3042-30	ノバライフ1 TRE コンベックス	透明 プレカット 30mm(～37mm)	34
3042-35	ノバライフ1 TRE コンベックス	透明 プレカット 35mm	34
3042-37	ノバライフ1 TRE コンベックス	透明 フリーカット 15-37mm	34
3042-40	ノバライフ1 TRE コンベックス	透明 プレカット 40mm(～46mm)	34
3042-46	ノバライフ1 TRE コンベックス	透明 フリーカット 15-46mm	34
3042-59	ノバライフ1 TRE コンベックス マキシ	透明 フリーカット 15-59mm	34
3045-24	ノバライフ1 TRE コンベックス	肌色(あんしん窓) フリーカット 15-24mm	34
3045-25	ノバライフ1 TRE コンベックス	肌色(あんしん窓) プレカット 25mm	34
3046-24	ノバライフ1 TRE コンベックス	透明 フリーカット 15-24mm	34
3046-25	ノバライフ1 TRE コンベックス	透明 プレカット 25mm	34
3081-24	ノバライフ1 TRE フィット	肌色(あんしん窓) フリーカット 15-24mm	33
3081-25	ノバライフ1 TRE フィット	肌色(あんしん窓) プレカット 25mm	33
3081-30	ノバライフ1 TRE フィット	肌色(あんしん窓) プレカット 30mm	33
3081-34	ノバライフ1 TRE フィット	肌色(あんしん窓) フリーカット 15-34mm	33
3081-35	ノバライフ1 TRE フィット	肌色(あんしん窓) プレカット 35mm	33
3081-40	ノバライフ1 TRE フィット マキシ	肌色(あんしん窓) プレカット 40mm	33
3081-44	ノバライフ1 TRE フィット マキシ	肌色(あんしん窓) フリーカット 15-44mm	33
3081-45	ノバライフ1 TRE フィット マキシ	肌色(あんしん窓) プレカット 45mm	33
3081-54	ノバライフ1 TRE フィット マキシ	肌色(あんしん窓) フリーカット 15-54mm	33
3082-24	ノバライフ1 TRE フィット	透明 フリーカット 15-24mm	33
3082-25	ノバライフ1 TRE フィット	透明 プレカット 25mm	33
3082-30	ノバライフ1 TRE フィット	透明 プレカット 30mm	33
3082-34	ノバライフ1 TRE フィット	透明 フリーカット 15-34mm	33
3082-35	ノバライフ1 TRE フィット	透明 プレカット 35mm	33
3082-40	ノバライフ1 TRE フィット マキシ	透明 プレカット 40mm	33
3082-44	ノバライフ1 TRE フィット マキシ	透明 フリーカット 15-44mm	33
3082-45	ノバライフ1 TRE フィット マキシ	透明 プレカット 45mm	33
3082-54	ノバライフ1 TRE フィット マキシ	透明 フリーカット 15-54mm	33
3083-25	ノバライフ1 TRE フィット マキシ	肌色(あんしん窓) プレカット 25mm	33
3083-30	ノバライフ1 TRE フィット マキシ	肌色(あんしん窓) プレカット 30mm	33
3083-34	ノバライフ1 TRE フィット マキシ	肌色(あんしん窓) フリーカット 15-34mm	33
3083-35	ノバライフ1 TRE フィット マキシ	肌色(あんしん窓) プレカット 35mm	33
3084-25	ノバライフ1 TRE フィット マキシ	透明 プレカット 25mm	33
3084-30	ノバライフ1 TRE フィット マキシ	透明 プレカット 30mm	33
3084-34	ノバライフ1 TRE フィット マキシ	透明 フリーカット 15-34mm	33
3084-35	ノバライフ1 TRE フィット マキシ	透明 プレカット 35mm	33

製品番号	製品名称	規格	ページ
3136-15	ノバライフ2 TRE リング	36mm フランジ フリーカット 15-28mm	56
3143-15	ノバライフ2 TRE リング	43mm フランジ フリーカット 15-35mm	56
3143-25	ノバライフ2 TRE リング	43mm フランジ プレカット 25mm	56
3143-30	ノバライフ2 TRE リング	43mm フランジ プレカット 30mm	56
3155-15	ノバライフ2 TRE リング	55mm フランジ フリーカット 15-47mm	56
3155-35	ノバライフ2 TRE リング	55mm フランジ プレカット 35mm	56
3155-40	ノバライフ2 TRE リング	55mm フランジ プレカット 40mm	56
3170-15	ノバライフ2 TRE リング	70mm フランジ フリーカット 15-62mm	56
3236-15	ノバライフ2 TRE コンベックス リング	36mm フランジ フリーカット 15-23mm	58
3243-15	ノバライフ2 TRE コンベックス リング	43mm フランジ フリーカット 15-30mm	58
3243-25	ノバライフ2 TRE コンベックス リング	43mm フランジ プレカット 25mm	58
3243-30	ノバライフ2 TRE コンベックス リング	43mm フランジ プレカット 30mm	58
3255-15	ノバライフ2 TRE コンベックス リング	55mm フランジ フリーカット 15-42mm	58
3255-35	ノバライフ2 TRE コンベックス リング	55mm フランジ プレカット 35mm	58
3255-40	ノバライフ2 TRE コンベックス リング	55mm フランジ プレカット 40mm	58
3270-15	ノバライフ2 TRE コンベックス リング	70mm フランジ フリーカット 15-59mm	58
3343-15	ノバライフ2 TRE フィット リング	43mm フランジ フリーカット 15-25mm	57
3343-25	ノバライフ2 TRE フィット リング	43mm フランジ プレカット 25mm	57
3355-15	ノバライフ2 TRE フィット リング	55mm フランジ フリーカット 15-38mm	57
3355-30	ノバライフ2 TRE フィット リング	55mm フランジ プレカット 30mm	57
3355-35	ノバライフ2 TRE フィット リング	55mm フランジ プレカット 35mm	57
3370-15	ノバライフ2 TRE フィット リング	70mm フランジ フリーカット 15-52mm	57
3491-15	ノバライフ1 TRE ウロストミー	肌色 フリーカット 15-55×70mm(タテ×ヨコ)	46
3492-15	ノバライフ1 TRE ウロストミー	透明 フリーカット 15-55×70mm(タテ×ヨコ)	46
3492-25	ノバライフ1 TRE ウロストミー	透明 フリーカット 25-55×70mm(タテ×ヨコ)	46
3494-24	ノバライフ1 TRE ウロストミー コンベックス	透明 フリーカット 15-24mm	48
3494-25	ノバライフ1 TRE ウロストミー コンベックス	透明 プレカット 25mm	48
3494-30	ノバライフ1 TRE ウロストミー コンベックス	透明 フリーカット 30-37mm	48
3494-37	ノバライフ1 TRE ウロストミー コンベックス	透明 フリーカット 15-37mm	48
3494-46	ノバライフ1 TRE ウロストミー コンベックス	透明 フリーカット 15-46mm	48
3496-24	ノバライフ1 TRE ウロストミー フィット	透明 フリーカット 15-24mm	47
3496-25	ノバライフ1 TRE ウロストミー フィット	透明 プレカット 25mm	47
3496-30	ノバライフ1 TRE ウロストミー フィット	透明 プレカット 30mm	47
3496-34	ノバライフ1 TRE ウロストミー フィット	透明 フリーカット 15-34mm	47
3496-44	ノバライフ1 TRE ウロストミー フィット	透明 フリーカット 15-44mm	47
09000-0000	ダンサックベルト	白100cm	76
09075-0000	ベルトバック 85mm(ワンピース用)	ベルトプレート5枚 / ベルト(白)1本	76
09076-0000	ベルトバック 48mm(ワンピース用)	ベルトプレート5枚 / ベルト(肌色)1本	76
71000-0000	スキンティッシュ	50枚入	74
77550-0	ソフトペースト	50g	73

- ダンサック全製品は、安全・品質・サービスともにヨーロッパの規格を満たしている製品に与えられる「CE」マークを取得しています。
- ベルクロはVelcro BVBAの登録商標です。
- 本カタログに掲載されている情報は、医療従事者によるアドバイスの代わりになるものではありません。
- 本カタログの製品寸法は若干の誤差が生じる場合がございますので、目安としてご参照ください。
- 本カタログに明記されている価格は、メーカー希望小売価格です。
- 製品の仕様、価格は予告なく変更することがございます。ご了承ください。
- ご使用に関しては使用説明書をよくお読みください。
- 商品は高温多湿を避け保管してください。
- ストーマ袋は臭いの強い物の近くで保管しないでください。
- ストーマ袋を廃棄する際には、まず使用済みのストーマ袋を空にしてから、地域毎のゴミ処理方法に合わせて廃棄してください。
- 商品のお問い合わせやご注文に際しては、品名、製品番号、ストーマサイズなどの規格をお知らせください。