



Stoma  
Skin  
Soul



Une légère  
poussée dans la  
bonne direction



## Dansac se réjouit d'annoncer le lancement du protecteur cutané 2 pièces soft convex NovaLife TRE™

Un protecteur cutané flexible et adaptable qui  
adhère au corps comme vous en avez besoin.

- Protecteur cutané souple et flexible pour vous aider à vous sentir à l'aise tout en étant entièrement protégé.
- Légère pression au bon endroit pour une protection supplémentaire contre les fuites
- Connexion sécurisée de la poche et du protecteur cutané pour une confiance renforcée à chaque changement de poche.
- 3 niveaux de protection de la peau grâce à la technologie TRE: adhérence, absorption et tampon pH
- Pratique et facile à utiliser pour s'adapter au style de vie de chacun.

Confort, flexibilité et santé de la peau combinés.  
**Faites le choix d'une peau saine pour vos  
patients dès aujourd'hui**

dansac 

# Le NOUVEAU protecteur cutané 2 pièces soft convex NovaLife TRE™

offre tous les avantages d'une poche 1 pièce soft convexe TRE, mais s'ajoute à cela une versatilité conçue pour répondre aux besoins des patients et de leur style de vie.

## Les avantages de la convexité 2 pièces

### Flexibilité

Le protecteur est conçu pour être flexible et permettre les mouvements naturels du corps

Le protecteur cutané a une épaisseur de seulement 0,7 mm comparé à 1,1 mm pour notre hydrocolloïde traditionnel, 0,3 mm aux extrémités, faisant de ce dernier un protecteur cutané à la fois sûr et léger

### Souplesse

Le protecteur cutané TRE a été conçu pour être doux pour la peau et facile à enlever

protecteur cutané soft convexe, facilement compressible, exerce une pression légère là où elle est nécessaire pour aider à offrir une protection supplémentaire contre les fuites.



### La technologie TRE de Dansac offre trois niveaux de protection

**Équilibre du pH** Conçu pour aider à protéger la peau des enzymes digestives, en maintenant le pH normal de la peau.

**Absorption** Aide à absorber l'excès d'humidité pour maintenir l'équilibre naturel de la peau, sans perdre sa résistance interne ou externe.

**Adhérence** Conçu pour assurer une étanchéité sûre et flexible afin d'aider à protéger la peau des effluents, tout en étant facile à enlever.


Avant d'utiliser nos produits, veuillez lire le mode d'emploi pour des informations sur l'usage prévu, les contre-indications, les mises en garde, les précautions, et les instructions.

Dansac, le logo de Dansac, NovaLife et TRE sont des marques déposées de Dansac A/S.  
© 2022 Dansac A/S

### Convexité

La convexité souple de 6 mm aide à pousser la stomie dans la poche et à égaliser la peau péristomiale

La profondeur de la convexité et une légère pression peuvent aider en cas de protusion de la stomie



### Versatilité

La poche peut être échangée sans devoir changer le protecteur cutané à chaque fois

L'anneau a été conçu pour être facile à utiliser et minimiser la pression sur l'abdomen



N° d'art.		Taille de l'anneau	Taille de l'ouverture
3343-15	à découper	43 mm	15-25 mm
3355-15	à découper	55 mm	15-38 mm
3370-15	à découper	70 mm	15-52 mm

Découvrez comment vous pouvez aider à maintenir la peau de vos patients en bonne santé avec le protecteur cutané 2 pièces soft convex NovaLife TRE - visitez [www.dansac.ch](http://www.dansac.ch)

